



AGUJA PARA EXTRACCIÓN AL VACÍO MÚLTIPLE



IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Nombre:	Aguja para extracción al vacío múltiple
Marca:	Arosa
Material:	Cartucho individual de polipropileno
Color:	Verde
Tamaño:	25 mm, aguja de 21G
Presentación:	Caja de 100 unidades

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Función:	Son usadas predominantemente para la rutina de recolección de sangre y exclusivamente para un único uso.		
Libre de látex:	Si.	Estéril:	Sí, con óxido de etileno
Vigencia:	5 años desde su fecha de fabricación.		
Almacenamiento:	En un lugar limpio, seco y a temperatura ambiente, protegidas de la luz directa, humedad y fuentes de calor. Se deben mantener siempre en su empaque original sellado hasta su uso para conservar la esterilidad y evitar contaminación. Además, deben colocarse en posición vertical o según las indicaciones del fabricante para prevenir daños en la punta y el mecanismo.		
Uso:	Producto descartable para un solo uso. No reutilizar.		

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Punta biselada de alta precisión: Facilita la inserción suave y reduce el dolor al paciente.
- Recubrimiento lubricante interno: Minimiza la fricción con el tubo de recolección y mejora el flujo sanguíneo.
- Color codificado por calibre: Permite identificación rápida y evita errores en el laboratorio.
- Sistema de seguridad retráctil: Protege al usuario de pinchazos accidentales después de su uso.
- Resistencia a la corrosión: Garantiza durabilidad y mantiene la integridad de la punta durante almacenamiento prolongado.
- Compatible con múltiples sistemas de recolección: Adaptable a diferentes tubos y holders de sangre al vacío.
- Fabricación estéril con control de endotoxinas: Asegura la seguridad biológica en pacientes y muestras.

CERTIFICACIONES

Este fabricante cuenta con las siguientes certificaciones:

- ISO 9001
- EC certificate production quality assurance system 93/42/EEC.