



AGUJA DENTAL



IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Nombre:	Aguja dental
Marca:	Arosa
Material:	Acero inoxidable médico, con empaque de polipropileno
Color:	Amarillo y celeste
Presentación:	Bolsa de 100 unidades

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Función:	Administrar anestésicos locales de forma precisa en los tejidos bucales, permitiendo realizar procedimientos odontológicos sin dolor.		
Libre de látex:	Si.	Estéril:	Sí, óxido de etileno
Vigencia:	5 años luego de su fecha de producción		
Almacenamiento:	En un lugar limpio, seco y a temperatura ambiente, protegidas de la luz solar directa, la humedad y fuentes de calor. Deben mantenerse en su empaque original sellado hasta su uso para conservar la esterilidad y evitar daños en la punta o el cono de conexión.		
Uso:	Producto descartable para un solo uso. No reutilizar.		

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Cánula o aguja:
- Con bisel principal que permite una punción atraumática y bisel secundario que permite penetrar con suavidad en el cárpale o contenedor de anestésico.
 - Todos los bordes y superficies son uniformes, sin muescas, rayas, rebabas, grietas, fracturas y/o superposición del material.
 - Libre de partículas extrañas o contaminantes.
 - No presenta indicios de corrosión
 - Libre de deformaciones en la cánula o punta.
 - Con acabado espejo (superficie pulida de alta reflexión).
 - L apunta de la aguja o cánula con filos cortantes.
 - Lubricado con silicona grado médico.
 - El cono tiene un indicador de dirección de bisel.
- Pabellón o adaptador:
- Libre de adherencias entre el pabellón y la cánula
 - Libre de desplazamiento, desprendimiento, fisuras, y fracturas entre el pabellón y la cánula o aguja.
 - Ensamble perfecto de la aguja con el pivote de la jeringa de uso dental.
 - Pre roscado tipo Luer.
- Funda protectora:
- Resistente a la manipulación de la aguja, protegiendo los biselados de esta entre ellas mismas.

CERTIFICACIONES

Este fabricante cuenta con las siguientes certificaciones:

- ISO 9001
- EC certificate production quality assurance system 93/42/EEC.