



ALGODÓN HIDRÓFILO PRENSADO PREMIUM 1 KILO



IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Nombre:	Algodón hidrófilo prensado premium 1 kilo.
Marca:	Arosa
Material:	Gasa 100% algodón, fibra vegetal
Color:	Blanco natural.
Tallas:	Ver especificaciones del producto.
Presentación:	Rollo 1 Kilo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Función:	El algodón es un insumo desechable, que está enrollado en capas y posee una gran capacidad de absorción. Se usa como elemento hemostático y/o aseo. Sirve para absorber sangre, mucus, pus, y otros fluidos. Es un buen protector mecánico. El algodón premium se diferencia del resto por ser más grueso y otorgar mayor suavidad que el algodón estándar. Se usa en labores de limpieza de equipos médicos y hospitalarios.		
Libre de látex:	Si.	Estéril:	No
Vigencia:	5 años a partir de la fecha de fabricación indicada en el empaque.		
Almacenamiento:	Lugar fresco y seco a temperatura entre 5ª y 30ª C.		
Uso:	Producto descartable para un solo uso. No reutilizar.		
Empaque:	Insumo en doble empaque primario papel y secundario polietileno alta densidad.		

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Suave: Si: ☒ No: ☐ **Hipoalergénico** Si: ☒ No: ☐ **Resistente:** Si: ☒ No: ☐

El algodón después de eliminar sus impurezas, proceso 1 preparación, comienza la etapa 2 de limpieza. Para ello se lava con una solución alcalina diluida y se eliminan las sustancias grasas. Luego se blanquea con hipoclorito de sodio y se vuelve a lavar con una solución ácida, que se elimina con varios ciclos de agua. Después de este proceso se obtiene un producto hidrófilo (con gran capacidad de absorción), inodoro, insípido, libre de alcalis, ácidos, grasas y colorantes.

ESPECIFICACIONES PRODUCTO

Código Interno	Diametro	Alto	Espesor	Peso	Absorción
AAALGOPR	45 cm ± 0,5	35 cm ± 0,5	1,89 mm ±0,02	1.000 gr ± 0,1	No más de 10 seg y no menos de 24 veces su peso

CERTIFICACIONES

Este fabricante cuenta con las siguientes certificaciones:

- ISO 9001
- EC certificate production quality assurance system 93/42/EEC.