

APÓSITO TRANSPARENTE ESTÉRIL



IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Nombre:	Apósito transparente estéril.
Marca:	Arosa.
Material:	Polietileno de baja densidad semipermeable con una película adhesiva hipoalergénica.
Color:	Transparente.
Tamaño:	Ver especificaciones producto.
Presentación:	Caja x 5 unidades.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Función:	Apósito interactivo oclusivo, mantiene la humedad y temperatura fisiológica aumentando la tasa de epitelización (generación de tejido sano), mejorando la cicatrización. Se recomienda usar estos apósitos en heridas planas con escaso exudado, para fijar catéteres venosos periféricos, catéteres arteriales y catéteres venosos central pediátricos. Permite el aseo del paciente sin humedecer el sitio de inserción del catéter.		
Libre de Látex	Sí	Estéril	Sí, en rayos gamma.
Vigencia	5 años a partir de la fecha de fabricación indicada en el empaque.		
Almacenamiento	Lugar fresco y seco a temperatura entre 5° y 30° C.		
Uso	Producto descartable clínico y domiciliario para un solo uso. No reutilizar.		
Empaque	Insumo en envase individual, envase bilaminado de polietileno de baja densidad. Caja de cartón.		

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Apósito con escasa absorción.
- Mantiene la temperatura y humedad de la herida.
- Tiene escasa acción fibrinolítica.
- Permite la oxigenación y la salida de vapor de la herida.
- Se adapta a la superficie y permite el baño del paciente (impermeable).
- Fácil de manipular.
- Excelente adherencia a la superficie.
- No requiere un segundo apósito.
- Apósito 100% sintético e hipoalergénico.

ESPECIFICACIONES PRODUCTO

Código Interno	Ancho	Largo	Peso	Espesor
ARAPTRA6	6 cm ± 0,2	7 cm ± 0,2	1 gr ± 0,1	0,05 mm ± 0,002

CERTIFICACIONES

Este fabricante cuenta con las siguientes certificaciones:

- ISO certificate 13458-2016.
- EC certificate production quality assurance system 93/42/EEC.