

BABERO DENTAL

Babero dental



IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Nombre:	Babero dental
Marca:	Arosa
Material:	Polietileno de baja densidad + papel prensado.
Color:	Celeste.
Tallas:	Estándar
Presentación:	Bolsa x 100 unidades

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Función:	Este insumo desechable proporciona protección para todo tipo de actividad odontológica. El babero celeste está compuesto por 3 capas, una de polietileno de baja densidad que otorga impermeabilidad contra todo tipo de líquido / secreciones y dos capas de papel hipoalergénico que proporcionan la absorción de todo tipo de fluidos bucales.		
Libre de látex:	Sí.	Estéril:	No
Vigencia:	5 años a partir de la fecha de fabricación indicada en el empaque.		
Almacenamiento:	Lugar fresco y seco a temperatura entre 5° y 30° C. No exponer directamente al sol.		
Uso:	Producto descartable para un solo uso. No reutilizar.		

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Suave:	Sí: ☒ No: ☐	Liviano	Sí: ☒ No: ☐
- Suave. - Hipoalergénico. - Impermeable con excelente absorción y protección. - Producto con área de protección 50% mayor que las servilletas convencionales.			

ESPECIFICACIONES PRODUCTO

Código Interno	Ancho	Largo	Largo del tubo	Espesor	Peso
AABABER1	33,5 cm ± 1	45 cm ± 1	126 cm ± 0,5	0,08 mm ± 0,02	460 gr ± 2

CERTIFICACIONES

Este fabricante cuenta con las siguientes certificaciones:

- EC certificate production quality assurance system 93/42/EEC.