

BATA QUIRÚRGICA DESECHABLE ESTÉRIL



IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Nombre:	Bata quirúrgica desechable estéril
Marca:	Arosa.
Material:	Bata estéril de tela no tejida SMS grado médico, con puño de tela blanca elástica.
Color:	Celeste.
Tallas:	S / M / L / XL
Presentación:	Unidad en bolsa individual.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Función:	Elemento de protección personal físico y/o químico. Esta bata cubre el tórax y abdomen anterior y posterior (incluye espalda), brazos y pierna casi completa. Por su característica de bata estéril se usa en todas las especialidades del ambiente médico y quirúrgico. Con un uso extendido en laboratorios clínicos y preparados de medicamentos controlados.		
Libre de látex:	Si.	Estéril:	Sí, en óxido de etileno.
Vigencia:	5 años a partir de la fecha de fabricación indicada en el empaque.		
Almacenamiento:	Lugar fresco y seco a temperatura entre 5° y 30° C.		
Uso:	Producto descartable para un solo uso. No reutilizar.		

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Suave:	Si: ☒ No: ☐	Resistente	Si: ☒ No: ☐	Adaptable	Si: ☒ No: ☐
Hipoalergénico	Si: ☒ No: ☐	Respirable	Si: ☒ No: ☐	Impermeable	Si: ☒ No: ☐

- El gramaje de SMS correspondiente a las batas quirúrgicas es de 40 grs/ m², lo que le confiere una excelente resistencia química y física.
- La bata posee resistencia a la penetración microbiana en condiciones de ambiente seco y húmedo.
- Libre de microorganismos y elementos extraños al ser un insumo sometido a limpieza y esterilización.
- Empaque primario: 1 bata más dos paños blancos absorbentes envueltos en tela SMS. Empaque secundario: sobre bilaminado con una cara transparente y la otra de papel grado médico que contiene el empaque primario.
- Envase debidamente sellado para asegurar esterilidad e inviolabilidad.

ESPECIFICACIONES PRODUCTO

Código Interno	Talla	Largo	Ancho	Peso
AABAQUES	S	1,16 cm ± 0,05	66 cm ± 1	86 gr ± 1
AABAQUEM	M	1,25 cm ± 0,05	76 cm ± 1	99 gr ± 1
AABAQUIL	L	1,40 cm ± 0,05	78 cm ± 1	112 gr ± 1
AABAQUXL	XL	1,45 cm ± 0,05	82 cm ± 1	225 gr ± 1

CERTIFICACIONES

Este fabricante cuenta con las siguientes certificaciones:

- ISO 13485-2016
- ISO 9001
- EC certificate production quality assurance system 93/42/EEC.