

BATA PARA PACIENTE



IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Nombre:	Bata para paciente
Marca:	Arosa
Material:	Tela SMS.
Color:	Celeste.
Tallas:	M / L / XL
Presentación:	Unidad en bolsa individual.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Función:	Elemento de protección personal desechable. Esta camisa se usa en áreas de pabellón, neonatología, exámenes invasivos y para visitas en áreas críticas. Es una alternativa económica, limpia y desechable de la ropa de crea.		
Libre de látex:	Si.	Estéril:	No, es un insumo limpio.
Vigencia:	5 años a partir de la fecha de fabricación indicada en el empaque.		
Almacenamiento:	Lugar fresco y seco a temperatura entre 5ª y 30ª C.		
Uso:	Producto descartable para un solo uso. No reutilizar.		

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Suave:	Si: ☒ No: ☐	Resistente	Si: ☒ No: ☐	Adaptable	Si: ☐ No: ☒
Hipoalergénico	Si: ☒ No: ☐	Respirable	Si: ☒ No: ☐	Impermeable	Si: ☒ No: ☐
- Fisiológicamente es un insumo inerte, es decir, hipoalergénico. - Superficie suave pero resistente al rasgado, abrasión y cortes. - Camisa con escote en "V". - Insumo antiestático.					

ESPECIFICACIONES PRODUCTO

Código Interno	Talla	Largo	Ancho	Peso	Espesor
AACUBZAC	M	80 cm ± 3	60,2 cm ± 2	40,6 gr ± 2	0,10 mm
AACUBZAC	L	80 cm ± 3	62 cm ± 2	41,5 gr ± 2	0,11 mm
AACUBZAC	XL	90 cm ± 3	64 cm ± 2	43,6 gr ± 2	0,15 mm

CERTIFICACIONES

Este fabricante cuenta con las siguientes certificaciones:

- ISO 13485-2016