

RECOLECTOR DE ORINA ADULTO

Bolsa de orina



wellead



IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Nombre:	Recolector de orina adulto.
Marca:	Arosa
Material:	Polietileno de baja densidad (LDPE).
Color:	Transparente, recolector guardado.
Tallas:	Ver especificaciones producto.
Presentación:	Bolsa x unidad.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Función:	El recolector de orina es un insumo médico desechable y de uso único. Su función es acumular la orina en su contenedor. Posee un circuito cerrado de polietileno, de baja densidad y de grado médico. Este recolector permite la medición de orina en forma horaria, la toma cerrada de exámenes y la realización de un balance hídrico estricto. Se usa en pacientes que han perdido la continencia urinaria o los que necesitan un apoyo temporal durante cirugías o procedimientos.		
Libre de látex:	Sí.	Estéril:	Sí, óxido de etileno.
Vigencia:	5 años a partir de la fecha de fabricación indicada en el empaque.		
Almacenamiento:	Lugar fresco y seco a temperatura de 5° y 30° C.		
Uso:	Producto descartable para un solo uso. No reutilizar.		

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Suave:	Sí: ☒ No: ☐	Resistente	Sí: ☒ No: ☐	Adaptable	Sí: ☒ No: ☐
Hipoalergénico	Sí: ☒ No: ☐	Respirable	Sí: ☒ No: ☐	Impermeable	Sí: ☒ No: ☐
- Es un plástico termo conformado, catalogado como un plástico seguro a nivel nacional. - Fisiológicamente es un insumo inerte. - Resistente a la manipulación repetida. - Bolsa recolectora graduada desde los 100 ml a los 2000 ml. - Posee práctica válvula distal de vaciado, entigoteo de orina. - El conector la sonda Foley es universal, siendo adaptable a diferentes marcas de sondas urinarias.					

ESPECIFICACIONES PRODUCTO

Código Interno	Ancho	Largo	Largo del tubo	Diámetro del tubo	Peso
AARECOLA	25,5 cm ± 0,5	28,8 cm ± 0,5	126 cm ± 0,5	1 cm ± 0,2	123 gr ± 0,5

CERTIFICACIONES

Este fabricante cuenta con las siguientes certificaciones:

- ISO 13485-2016.
- EC certificate production quality assurance system 93/42/EEC.