



BOLSA DE ORINA PARA PIERNA 750ML

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Nombre:	Bolsa de orina para pierna 750ml
Marca:	Arosa
Material:	PVC (policloruro de vinilo) médico
Color:	Transparente
Capacidad:	750 ml

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Función:	La Bolsa Recolectora de Orina para Pierna de 750 ml está diseñada para ofrecer comodidad y discreción en la recolección de orina para pacientes activos o en movimiento. Su capacidad de 750 ml permite un uso prolongado sin necesidad de vaciados frecuentes, proporcionando una solución práctica y conveniente para la gestión de fluidos en el día a día.		
Libre de látex:	Si.	Estéril:	Sí, óxido de etileno
Vigencia:	5 años luego de su fecha de producción		
Almacenamiento:	deben almacenarse en un lugar limpio, seco y bien ventilado, a temperatura ambiente y protegidas de la luz solar directa y la humedad. Deben mantenerse en su empaque original, cerrado y sellado hasta su uso, para conservar su esterilidad y evitar daños en el material.		
Uso:	Producto descartable para un solo uso. No reutilizar.		

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- **Propósito Clínico:** Facilita la recolección de orina en pacientes que necesitan mantener una vida activa, proporcionando una solución discreta y fácil de usar.
- **Diseño Adaptado:** Diseñada para fijarse cómodamente en la pierna, con correas ajustables para un ajuste seguro y discreto que permite la movilidad sin restricciones.
- **Materiales de Calidad:** Fabricada con materiales resistentes y de alta calidad que garantizan durabilidad y prevención de fugas, asegurando una experiencia cómoda y segura.

CERTIFICACIONES

Este fabricante cuenta con las siguientes certificaciones:

- ISO 9001
- EC certificate production quality assurance system 93/42/EEC.