

BOLSAS DE ESTERILIZACIÓN



IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Nombre:	Bolsas de esterilización
Marca:	Arosa.
Material:	Papel grado médico y film plástico multicapa
Color:	Celeste
Tamaño:	De acuerdo al empaque
Presentación:	Caja x 200 unidades

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Función:	proteger los instrumentos o materiales durante y después del proceso de esterilización, manteniéndolos libres de contaminantes y asegurando que conserven su esterilidad hasta el momento de su uso.		
Libre de Látex	Sí	Estéril	Sí, óxido de Etileno.
Vigencia	5 años a partir de la fecha de fabricación indicada en el empaque.		
Almacenamiento	Lugar limpio, seco y protegido de la luz solar, evitando humedad, polvo y temperaturas extremas, y conservándolas en su empaque original hasta su uso.		
Uso	Producto descartable para un solo uso. No reutilizar.		

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Fabricadas con película transparente laminada y papel médico.
- Alta protección antibacteriana y resistencia al rasgado.
- Indicadores de esterilización visibles y no tóxicos.
- Cambio de color del indicador según el tipo de esterilización.
- Fáciles de abrir, sin desprender fibras ni polvo.
- Película transparente que permite verificar el contenido.
- Sello de triple banda que previene grietas y mejora la integridad del paquete.
- Diseño autosellante con cinta doble cara, sin necesidad de equipo especial.
- Espesor de la película plástica de 52 µm.
- Producto esterilizado por óxido de etileno.

ESPECIFICACIONES PRODUCTO

Código Interno	Ancho	Largo	Cantidad
	57 mm	130 mm	200 unidades
	90 mm	260 mm	200 unidades
	135 mm	290 mm	200 unidades
	190 mm	360 mm	200 unidades
	210 mm	3360 mm	200 unidades

CERTIFICACIONES

Este fabricante cuenta con las siguientes certificaciones:

- ISO 13485-2016
- EC certificate production quality assurance system 93/42/EEC.