

CAJA PETRI



IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Nombre:	Caja petri
Marca:	Arosa
Material:	Poliestireno Cristal
Color:	Transparente
Tamaño:	90mm x 15 mm
Presentación:	Manga de 100 unidades

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Función:	Ideales para el cultivo de bacterias, mohos, y otros microorganismos.		
Libre de látex:	Si.	Estéril:	Sí
Vigencia:	5 años desde su fecha de fabricación.		
Almacenamiento:	En posición horizontal, apiladas con cuidado, en un lugar limpio, seco y a temperatura controlada, protegido de la luz directa y la humedad. Se recomienda mantenerlas en su empaque original cerrado.		
Uso:	Producto reutilizable.		

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Tapa ajustada pero ventilada: Permite intercambio gaseoso sin riesgo de contaminación.
- Fondo transparente de alta claridad: Facilita la observación detallada de cultivos sin necesidad de abrir la caja.
- Resistencia a cambios de temperatura: Mantiene integridad durante incubación y almacenamiento.
- Bordes biselados: Facilitan el apilamiento seguro y reducen el riesgo de contaminación cruzada.
- Superficie uniforme y lisa: Asegura crecimiento homogéneo de los microorganismos.
- Compatibilidad con colorantes y reactivos: No reacciona con sustancias usadas en laboratorio.
- Marcado para identificación: Área destinada para etiquetas, fechas y códigos de muestra sin interferir con la observación.

CERTIFICACIONES

Este fabricante cuenta con las siguientes certificaciones:

- ISO 9001
- EC certificate production quality assurance system 93/42/EEC.