

CÁNULA MAYO GUEDEL

Canula de mayo



welllead



IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Nombre:	Cánula mayo Guedel.
Marca:	Arosa
Material:	Cuerpo y boquilla de polietileno de baja densidad (LDPE).
Color:	Cuerpo blanco opaco; con boquilla de color según el tamaño.
Tallas:	Ver especificaciones del producto.
Presentación:	Venta x unidad.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Función:	Este dispositivo médico desechable permite mantener la permeabilidad de la vía aérea, al impedir que la lengua obstruya el paso del aire. Facilita la ventilación asistida en un paciente sedado o con dificultad ventilatoria.		
Libre de látex:	No.	Estéril:	Sí, óxido de etileno.
Vigencia:	5 años a partir de la fecha de fabricación indicada en el empaque.		
Almacenamiento:	Lugar fresco y limpio. Temperatura de 5° y 30° C.		
Uso:	Producto descartable para un solo uso. No reutilizar.		

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Suave:	Sí: ☒ No: ☐	Resistente	Sí: ☒ No: ☐	Atraumático	Sí: ☒ No: ☐
Hipoalergénico	Sí: ☒ No: ☐	Atóxico	Sí: ☒ No: ☐	Curva anatómica	Sí: ☒ No: ☐
- Tubo orofaríngeo curvo y semirrígido. - El primer paso para elegir el tamaño adecuado es hacer coincidir la distancia que hay entre la comisura bucal y el ángulo de la mandíbula. - Para su colocación se realiza la hiperextensión cervical del paciente, se abre la boca y se introduce la cánula con la parte cóncava dirigida hacia el paladar, ir rotándola en 180° hasta dejarla en su ubicación definitiva.					

CERTIFICACIONES

Este fabricante cuenta con las siguientes certificaciones:

- ISO 13485-2016.
- EC certificate production quality assurance system 93/42/EEC.

ESPECIFICACIONES PRODUCTO				
Código Interno	Ancho de la boquilla	Largo	Peso	Color
AACAMAY0	3 cm	6,5 cm	7,5 gr	Negra
AACAMAY1	3,8 cm	7 cm	7,6 gr	Blanca
AACAMAY2	4,1 cm	8 cm	11,3 gr	Verde
AACAMAY3	4,2cm	9 cm	13 gr	Amarillo
AACAMAY4	4,2cm	10 cm	15,4 gr	Roja
AACAMAY5	4,4cm	12 cm	17 gr	Naranja