

CEPILLO PARA PROFILAXIS



IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Nombre:	Cepillo para profilaxis
Marca:	Arosa
Material:	Base de polipropileno y cerdas de nylon
Color:	Cerdas blancas y base transparente
Tamaño:	Diámetro de 10 mm y 22 de longitud

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Función:	Remover placa bacteriana, manchas y residuos de la superficie dental durante la limpieza profesional. Se utilizan junto con pastas profilácticas para pulir el esmalte y dejar los dientes lisos y brillantes, ayudando a prevenir caries y enfermedades periodontales.		
Libre de látex:	Si.	Estéril:	No
Vigencia:	5 años luego de su fecha de producción		
Almacenamiento:	En un lugar limpio, seco y protegido de la humedad y la luz solar directa, a temperatura ambiente. eben mantenerse en su empaque original cerrado hasta su uso, mientras que los reutilizables deben guardarse en contenedores limpios y secos después de ser esterilizados, evitando el contacto con superficies contaminadas.		
Uso:	Producto descartable para un solo uso. No reutilizar.		

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Material del cabezal: Cerdas de nylon de diferentes durezas para limpieza efectiva sin dañar el esmalte ni encías.
- Cuerpo resistente: Mango de plástico o metálico compatible con piezas de mano dentales.
- Variedad de formas: Copa, cónica o plana, para adaptarse a distintas superficies dentales.
- Compatibilidad: Diseñado para usarse con pastas profilácticas y piezas de mano estándar.
- Opciones desechables o reutilizables: Algunos vienen preesterilizados; otros requieren esterilización entre usos.
- Tamaño adecuado: Cabezal compacto que permite acceso preciso a todas las zonas de la boca.
- Durabilidad: Resistente al desgaste durante la limpieza profesional.

CERTIFICACIONES

Este fabricante cuenta con las siguientes certificaciones:

- ISO 9001
- EC certificate production quality assurance system 93/42/EEC.