



IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Nombre:	Cintas de esterilización a vapor
Marca:	Arosa
Material:	Papel crepado tipo latexado y adhesivo a base de caucho
Color:	Crema
Tamaño:	3/4 x 50 metros
Presentación:	Venta x unidad.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Función:	Se utilizan para asegurar, paquetes, envases y diferentes envoltorios, las cintas tienen un indicador químico de gran desempeño y muestran cambio de color una vez expuestos a las condiciones adecuadas de esterilización.		
Libre de Látex	Sí	Estéril	No
Vigencia	5 años a partir de la fecha de fabricación indicada en el empaque.		
Almacenamiento	En un lugar limpio, seco y fresco, protegida de la luz solar directa, la humedad y fuentes de calor, para conservar su capacidad adhesiva y la reactividad de sus indicadores químicos. Debe mantenerse en su empaque original cerrado hasta su uso.		
Uso	Producto descartable para un solo uso. No reutilizar.		

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Cintas adhesivas con indicador químico impreso para verificar el paso por el proceso de esterilización.
- Cinta lleva impresa en el interior del cono e soporte, el tipo de proceso de esterilización para la cual fue diseñada y el color al que vira, evitando confusiones.
- Adhesivo especial de base de caucho que proporciona mayor adhesividad a temperaturas altas. X
- Aptas para cerrar cualquier tipo de paquete
- Barniz en superficie para facilitar el desbobinado.
- No toxica y libre de pirógenos

CERTIFICACIONES

Este fabricante cuenta con las siguientes certificaciones:

- ISO 13485-2016
- EC certificate production quality assurance system 93/42/EEC.