

GORRO DESECHABLE TIPO CLIP AZUL



IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Nombre:	Gorro desechable tipo clip azul
Marca:	Arosa
Material:	Polipropileno, con elástico entrelazado en el borde inferior para un mejor ajuste.
Color:	Azul.
Tallas:	Ver especificaciones del producto.
Presentación:	Caja x 100 unidades.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Función:	Elemento de protección personal desechable utilizado para proteger el cabello de salpicaduras, líquidos y polvos. A su vez lo mantiene dentro de la estructura evitando que contamine el ambiente con su caída. Se usa en áreas clínicas e industriales.		
Libre de látex:	Si.	Estéril:	No, es un insumo limpio.
Vigencia:	5 años a partir de la fecha de fabricación indicada en el empaque.		
Almacenamiento:	Lugar fresco y seco a temperatura entre 5° y 30° C.		
Uso:	Producto descartable para un solo uso. No reutilizar.		

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Suave:	Si: ☒ No: ☐	Resistente	Si: ☒ No: ☐	Adaptable	Si: ☒ No: ☐
Hipoalergénico	Si: ☒ No: ☐	Respirable	Si: ☒ No: ☐	Impermeable	Si: ☐ No: ☒
- El polipropileno es un plástico derivado del propileno, subproducto gaseoso del petróleo. Este material permite la respiración en la cabeza y evita la transpiración.					

ESPECIFICACIONES PRODUCTO

Código Interno	Ancho plegado en forma clip	Largo	Peso	Espesor
AAGORROI	2 cm ± 0,02	20 cm ± 0,02	2,5 gr ± 0,1	0,08 mm ± 0,01

CERTIFICACIONES

Este fabricante cuenta con las siguientes certificaciones:

- ISO 13485-2016