

# CUBRE CALZADO TELA GRUESA ANTIDESLIZANTE

**Zapaton**



## IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

|                      |                                          |
|----------------------|------------------------------------------|
| <b>Nombre:</b>       | Cubre calzado tela gruesa antideslizante |
| <b>Marca:</b>        | Arosa.                                   |
| <b>Material:</b>     | Polipropileno (30 gramos SPP).           |
| <b>Color:</b>        | Celeste.                                 |
| <b>Tallas:</b>       | Ver especificaciones del producto.       |
| <b>Presentación:</b> | Bolsa x 50 unidades.                     |

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |                          |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|
| <b>Función:</b>        | Elemento de protección personal indicado para mantener la higiene del suelo en áreas médicas, laboratorios e industria en general. Evita el contacto directo de los zapatos con superficies que deben estar limpias. Ejemplo: Pabellón quirúrgico o salas de preparación de alimentos. Este elemento desechable además protege el calzado del usuario del contacto con fluidos de alto riesgo y/o secreciones biológicas del alimento como, por ejemplo: sangre. |                 |                          |
| <b>Libre de látex:</b> | Si.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Estéril:</b> | No, es un insumo limpio. |
| <b>Vigencia:</b>       | 5 años a partir de la fecha de fabricación indicada en el empaque.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                          |
| <b>Almacenamiento:</b> | Lugar fresco y seco a temperatura entre 5° y 30° C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                          |
| <b>Uso:</b>            | Producto descartable para un solo uso. <b>No reutilizar.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                          |

## CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

|                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                      |                   |                                                                      |                    |                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Suave:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       | Si: <input checked="" type="checkbox"/> No: <input type="checkbox"/> | <b>Resistente</b> | Si: <input checked="" type="checkbox"/> No: <input type="checkbox"/> | <b>Adaptable</b>   | Si: <input checked="" type="checkbox"/> No: <input type="checkbox"/> |
| <b>Hipoalergénico</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | Si: <input checked="" type="checkbox"/> No: <input type="checkbox"/> | <b>Respirable</b> | Si: <input checked="" type="checkbox"/> No: <input type="checkbox"/> | <b>Impermeable</b> | Si: <input checked="" type="checkbox"/> No: <input type="checkbox"/> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- El cubre calzado es de polipropileno un derivado plástico que se obtiene por la polimerización del propileno, subproducto gaseoso de la refinación del petróleo.</li> <li>- Contiene material antideslizante en su parte basal.</li> </ul> |                                                                      |                   |                                                                      |                    |                                                                      |

## ESPECIFICACIONES PRODUCTO

| Código Interno | Largo       | Ancho       | Peso         | Espesor         |
|----------------|-------------|-------------|--------------|-----------------|
| AACUBZAC       | 42 cm ± 0,5 | 17 cm ± 0,5 | 9,3 gr ± 0,2 | 0,12 mm ± 0,002 |

## CERTIFICACIONES

Este fabricante cuenta con las siguientes certificaciones:

- ISO 9001
- ISO 13485-2016