

CUBRE OBJETOS



IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Nombre:	Cubre objetos
Marca:	Arosa
Material:	Vidrio
Color:	Transparente
Tamaño:	22x22, 22x40, 22x50
Presentación:	Bolsa de 500 unidades

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Función:	Están diseñados para ofrecer una protección clara y resistente para equipos y superficies en entornos médicos, laboratorios o de oficina. Hechos de vidrio de alta calidad, estos cubre objetos permiten una visibilidad completa mientras protegen contra contaminantes.		
Libre de látex:	Si.	Estéril:	No
Vigencia:	Según el fabricante		
Almacenamiento:	Planos, en posición horizontal, dentro de cajas o estuches limpios y secos, protegidos del polvo, la humedad, la luz directa y el calor. Es importante mantenerlos lejos de productos químicos corrosivos y manipularlos con cuidado para evitar grietas o roturas.		
Uso:	Reutilizable		

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Tienen un espesor estándar que varía según la aplicación (generalmente 0,13–0,17 mm para microscopía óptica).
- Pueden ser reutilizables (vidrio) o desechables (plástico).
- Ofrecen superficie lisa y transparente, esencial para observar muestras al microscopio.
- Son compatibles con la mayoría de portaobjetos y técnicas de tinción.
- Deben almacenarse planos, secos y protegidos de polvo y luz.
- Algunos tipos pueden ser resistentes a químicos o calor.

CERTIFICACIONES

Este fabricante cuenta con las siguientes certificaciones:

- ISO 13485