

PARCHE CURITA REDONDO A PRUEBA DE AGUA

Curita redonda



IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Nombre:	Parche curita redondo a prueba de agua.
Marca:	Arosa
Material:	Polietileno, polipropileno no sintético.
Color:	Piel.
Tamaño:	Ver especificaciones producto.
Presentación:	Caja x 100 unidades.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Función:	El parche curita redondo es un apósito adhesivo, poroso y estéril. Diseñado para proteger la piel post punción, post extracción de sangre y heridas pequeñas.		
Libre de Látex	Sí	Estéril	Sí, en óxido de etileno.
Vigencia	5 años a partir de la fecha de fabricación indicada en el empaque.		
Almacenamiento	Lugar fresco y seco a temperatura entre 5° y 30° C.		
Uso	Producto descartable para un solo uso. No reutilizar.		
Empaque	Insumo en envase individual prepicado, material papel		

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Suave	Sí: ☒ No: ☐	Resistente	Sí: ☒ No: ☐	Hipoalergénico	Sí: ☒ No: ☐
- Fisiológicamente: Inusmo inerte. - Adhesivo texturizado y zona algodonosa lisa. - Impermeable: Sí, hidrófugo - Extra-resistente - Respirable. - Sistema de apertura de parche redondo en pétalo.					

ESPECIFICACIONES PRODUCTO

Código Interno	Diámetro parche	Diámetro pad	Peso unidad	Espesor parche
AAPARCHR	22 mm ± 0,1	13 mm ± 0,1	0,3 gr ± 0,01	0,451 mm ± 0,02

CERTIFICACIONES

Este fabricante cuenta con las siguientes certificaciones:

- ISO 13458-2016