



ESPÉCULOS VAGINALES

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Nombre:	Espéculos vaginales
Marca:	Arosa
Material:	Plástico de poliestireno de alta resistencia
Color:	Transparente
Tamaño:	S, M y L
Presentación:	Venta x unidad

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Función:	Espéculo vaginal se utiliza para realizar exámenes o procedimientos diagnósticos y terapéuticos de cavidades corporales manteniendo abiertos sus orificios de entrada. Uso ginecológico.		
Libre de látex	Sí	Estéril	Sí, óxido de Etileno.
Vigencia	5 años a partir de la fecha de fabricación indicada en el empaque.		
Almacenamiento	En un lugar limpio, seco y protegido de la luz y fuentes de calor. Debe mantenerse enrollada sin dobleces para evitar daños, preferiblemente en su empaque original si es nueva.		
Uso	Producto descartable para un solo uso. No reutilizar.		

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Gracias a un sistema de muescas en el gancho el bloqueo de las valvas es rápido y preciso.
- El ángulo de la apertura de la valva es de 60° y de gran diámetro oval.
- Al ser de plástico y de un solo uso evita una contaminación cruzada.
- No tóxica y libre de pirógenos.

CERTIFICACIONES

Este fabricante cuenta con las siguientes certificaciones:

- ISO 13485-2016
- EC certificate production quality assurance system 93/42/EEC.