

ESTILETE DE INTUBACIÓN 14 FR



IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Nombre:	Estilete de intubación 14fr.
Marca:	Arosa.
Material:	Cuerpo de policloruro de vinilo (PVC grado médico).
Color:	Gris.
Tamaño:	Única 14 FR.
Presentación:	Venta x unidad.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Función:	Este dispositivo médico desechable para adulto es un coadyudante de la intubación orotraqueal. El médico al divisar la tráquea a través del laringoscopio introduce el estilete en esta vía y sin soltarlo enhebra un tubo orotraqueal en el estilete, conforme avanza el tubo va retirando de a poco el estilete hasta dejar al paciente intubado. Dispositivo desechable.		
Libre de Látex	Sí	Estéril	Sí, óxido de Etileno.
Vigencia	5 años a partir de la fecha de fabricación indicada en el empaque.		
Almacenamiento	Lugar fresco y seco a temperatura entre 5° y 30° C.		
Uso	Producto descartable para un solo uso. No reutilizar.		

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Suave	Sí: ☒ No: ☐	Maleable	Sí: ☒ No: ☐	Flexible	Sí: ☒ No: ☐
Hipoalergénico	Sí: ☒ No: ☐	Atóxico	Sí: ☒ No: ☐	Resistente	Sí: ☒ No: ☐
- Punta redondeada atraumática. - Superficie lisa que facilita su deslizamiento dentro de un tubo orotraqueal. - Es un elemento de primera elección para el manejo de una vía aérea difícil. - Fácil de usar y económico.					

ESPECIFICACIONES PRODUCTO

Código Interno	Diámetro externo	Longitud	Tamaño
AAESTINT	4,7 cm ± 0,5	33 cm ± 0,5	14 FR

CERTIFICACIONES

Este fabricante cuenta con las siguientes certificaciones:

- ISO 13485-2016
- EC certificate production quality assurance system 93/42/EEC.