


EXTENSOR LIBRE DE AGUJA DE 1 LUMEN



IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Nombre:	Extensor libre de aguja de 1 lumen
Marca:	Arosa
Material:	Polipropileno 100% virgen grado médico.
Color:	Transparente.
Tamaño:	19 cm
Presentación:	Caja x 25 unidades.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Función:	Es un set de extensión cerrado y sin aguja que proporciona acceso intravenoso seguro y efectivo para la infusión de líquidos intravenosos, medicamentos y sangre. Se puede usar de manera segura en la mayoría de las aplicaciones clínicas y áreas de atención al paciente. La bomba se puede conectar a catéteres IV periféricos y otros catéteres centrales para administrar infusiones por gravedad o en bolo. El juego de extensión se puede usar de manera segura en aplicaciones TIVA.		
Libre de látex	Sí	Estéril	Sí, óxido de Etileno.
Vigencia	5 años a partir de la fecha de fabricación indicada en el empaque.		
Almacenamiento	Lugar fresco y seco a temperatura entre 5° y 30° C.		
Uso	Producto descartable para un solo uso. No reutilizable.		
Empaque	Cada unidad con empaque de polietileno sellado y estéril.		

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Conector sin aguja, suave y desinfectable
- Septum que forma un sellado hermético para proteger contra la contaminación
- Trayectoria de fluido recta para hacer el lavado más efectivo
- Septum dividido
- Carcasa transparente para fomentar un enjuague completo y efectivo
- Libre de DEHP, Libre de látex
- Estéril y de un solo uso

CERTIFICACIONES

Este fabricante cuenta con las siguientes certificaciones:

- ISO 13485-2016
- ISO 9001
- EC certificate production quality assurance system 93/42/EEC.