



BAJALENGUAS DE MADERA DESECHABLE ESTÉRIL.



IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO			
Nombre:	Bajalenguas de madera desechable estéril.		
Marca:	Positano – Arosa		
Material:	Madera de abedul.		
Color	Natural.		
Tallas:	Ver propiedades físicas.		
Presentación:	Caja x 100 unidades.		

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS			
Función:	Dispositivo medico desechable empleado para deprimir la lengua y permitir el examen de la vía aérea alta digestiva. Por su carácter estéril se puede ocupar en el campo quirúrgico. Producto descartable de un solo uso.		
Libre de látex:	Si.	Estéril:	Si, en óxido de etileno.
Tamaño:	15 cm x 2 cm.		
Vigencia:	5 años a partir de la fecha de fabricación indicada en el empaque		
Almacenamiento:	Lugar fresco y seco. Temperatura 5 a 30°C.		
Uso:	Producto descartable para un solo uso. No reutilizar.		

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			
Suave:	Si: ☒ No: ☐	Resistente	Si: ☒ No: ☐
			Adaptable: Si: ☐ No: ☐ No aplica: ☒
Hipoalergénico:	Si: ☒ No: ☐	Respirable:	Si: ☐ No: ☐ No aplica: ☒
			Impermeable Si: ☐ No: ☐ No aplica: ☒

- Fisiológicamente: insumo inerte.
-Textura: superficie lisa sin astillas.
-Resistente a la manipulación.

PROPIEDADES FÍSICAS				
Código	Ancho (cm)	Largo (cm)	Espesor (mm)	Peso (gr)
AABAJAES	1,8 ± 0,2	15 ± 0,2	1,413 ± 0,15	2 ± 0,2

CERTIFICACIONES	
Este producto cuenta con las siguientes certificaciones: • Certificado Libre Látex. • ISO 9001-2008. • ISO 13485- 2012.	