

# GUATA DE ALGODON



| IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| <b>Nombre:</b>              | Guata de algodón             |
| <b>Marca:</b>               | Positano – Arosa             |
| <b>Material:</b>            | 100% algodón, Fibra vegetal. |
| <b>Color</b>                | Blanco Natural               |
| <b>Tallas:</b>              | Ver propiedades físicas      |
| <b>Presentación:</b>        | Rollo de 5 yardas            |

| IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |     |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|
| Función:                    | La guata de algodón es un insumo desechable que este enrollado en capas y posee una gran capacidad de absorción. Se usa como elemento hemostático y/o aseo. Es sometido a un proceso de limpieza, desengrase y blanqueamiento para ser utilizado en el área médica. Sirve para la inmovilización de huesos, articulaciones y fracturas. Corrección y prevención de deformidades, tratamientos clínicos. |          |     |
| Libre de látex:             | Si.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Estéril: | No. |
| Tamaño:                     | No especificado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |     |
| Vigencia:                   | 5 años a partir de la fecha de fabricación indicada en el empaque                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |     |
| Almacenamiento:             | Lugar fresco y seco a temperatura entre 5 y 30 C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |     |
| Uso:                        | Producto descartable para un solo uso. No reutilizar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |     |
| Empaque:                    | Insumo en empaque primario papel y secundario caja de cartón                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |     |

| CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                      |                        |                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Suave:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Si: <input checked="" type="checkbox"/> No: <input type="checkbox"/> | <b>Hipoalergénico:</b> | Si: <input checked="" type="checkbox"/> No: <input type="checkbox"/> |
| <b>Resistente:</b> Si: <input checked="" type="checkbox"/> No: <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                      |                        |                                                                      |
| - El algodón después de eliminar sus impurezas, proceso 1 de su preparación, comienza la etapa 2 de limpieza. Para ello se lava con una solución alcalina diluida y se eliminan las sustancias grasas. Luego se blanquea con hipoclorito de sodio y se vuelve a lavar con una solución ácida, que se elimina con varios ciclos de agua. Después de este proceso se obtiene un producto hidrófilo (con gran capacidad de absorción), inodoro, insípido, libre de álcalis, ácidos, grasas y colorantes. |                                                                      |                        |                                                                      |

| PROPIEDADES FÍSICAS |               |            |              |              |
|---------------------|---------------|------------|--------------|--------------|
| Código              | Diámetro (cm) | Largo (cm) | Espesor (mm) | Peso (lb/y2) |
| GUAT2X4             | 5 ± 0.2       | 365 ± 0.5  | 1.52 ± 0.02  | 1 ± 0.5%     |
| GUAT4X4             | 10 ± 0.2      | 365 ± 0.5  | 1.52 ± 0.02  | 1 ± 0.5%     |
| GUAT6X4             | 15 ± 0.2      | 365 ± 0.5  | 1.52 ± 0.02  | 1 ± 0.5%     |

| CERTIFICACIONES                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Este producto cuenta con las siguientes certificaciones:                                                                                                                           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Certificado libre de látex</li> <li>• ISO 13485 – 2012</li> <li>• EC certificate production quality assurance system 93/42/ECC</li> </ul> |