

JERINGA DESECHABLE LUER LOCK



IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO	
Nombre:	Jeringa desechable luer lock.
Marca:	Positano – Arosa
Material:	Protector de aguja, cuerpo y embolo de polipropileno grado médico, aguja de acero inoxidable y pistón de caucho sintético impregnado en silicona de grado médico. Para mayor información sobre polipropileno ver anexo 11, punto N 5.
Color	Transparente.
Tallas:	5 presentaciones.
Presentación:	Caja x 100 unidades.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS			
Función:	Dispositivo medico estéril. Consiste en un embolo insertado en un cuerpo que tiene una pequeña apertura en uno de sus extremos. Las jeringas de 3 y 5 ml poseen alta velocidad de flujo, mientras las de 10 y 20 ml inyectan a velocidad baja por la resistencia que ofrece el cuerpo de la jeringa. La conexión Luer Lock asegura ser firme y segura entre la aguja y el cuerpo de la jeringa. Son utilizadas para administrar medicamentos y soluciones por vía endovenosa, intramuscular y oral (sin el uso de la aguja en este último caso). Producto desechable, no reutilizar.		
Libre de látex:	Si.	Estéril:	Si, óxido de Etileno.
Tamaño:	Ver propiedades físicas.		
Vigencia:	5 años a partir de la fecha de fabricación indicada en el empaque		
Almacenamiento:	Lugar fresco y seco a temperatura entre 5º y 30 º C.		
Uso:	Producto descartable para un solo uso. No reutilizar.		
Empaque:	Cada unidad con empaque de polietileno sellado estéril.		

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			
Suave:	Si: ☒ No: ☐	Resistente:	Si: ☒ No: ☐
Hipoalergénico:	Si: ☒ No: ☐	Apirogeno:	Si: ☒ No: ☐
		Atoxico:	Si: ☒ No: ☐
		Punción atraumática:	Si: ☒ No: ☐

- Suave deslizamiento del embolo.
- El sistema luer lock evita fugas de los líquidos que pueda contener la jeringa.
- Números claros e indelebles.

PROPIEDADES FÍSICAS		
CODIGO INTERNO	PESO (GR)	LONGITUD (CM)
AAJECR03	4,1 ±0,2	11,5
AAJECR05	4,1 ±0,2	13,5
AAJECR10	7,5 ±0,2	15,0

INFORMACION CORPORATIVA		
-------------------------	--	--

PRESENTACIONES	CODIGO INTERNO	CODIGO CONVENIO MARCO
Jeringa 3CC con aguja 21 x 1 ½ Luer Lock Caja cont. 100 u.	AAJECR03	1324008
Jeringa 3CC con aguja 23 x 1 Luer Lock Caja cont. 100 u.	AAJECR08	1324007
Jeringa 5CC con aguja 21 x 1 ½ Luer Lock Caja cont. 100 u.	AAJECR05	1324010
Jeringa 5CC con aguja 21 x 1 ½ Luer Lock Caja cont. 100 u.	AAJECR05	1324010
Jeringa 5CC con aguja 21 x 1 ½ Luer Lock Caja cont. 100 u.	AAJECR05	1324010
Jeringa 10CC con aguja 21 x 1 ½ Luer Lock Caja cont. 100 u.	AAJECR10	1324003

CERTIFICACIONES
Este producto cuenta con las siguientes certificaciones: • Certificado Libre de látex. • ISO 13485-2012. • FDA certificate.

INFORMACION CORPORATIVA	
PRESENTACIONES	CÓDIGO INTERNO
Gasa parafinada 10 x 10 cm.	AAGAPA10