

PIEZA DE GASA 36 X 100 YARDAS



IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO	
Nombre:	Pieza de gasa 36 x 100 yardas
Marca:	Positano – Arosa
Material:	100% algodón natural, desgrasado sin apresto. Libre de impurezas.
Color	Blanco
Tallas:	36 x 100 yardas
Presentación:	Pieza de 90 cms x 91.44 mts.

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO			
Función:	Gasa desechable que se caracteriza por su absorción, por su resistencia y por permitir la ventilación de la piel. Este producto está empacado y doblado en pliegues. Para su presentación final ha sido tratado, desengrasado y blanqueado para su uso en el área de la salud. Está indicado como material de succión y acolchonamiento en el área de medicina e higiene, también es apta para el tratamiento de heridas con secreciones contaminadas y muy sangrantes, para realizar la contención y/o protección de la curación principal.		
Libre de látex:	Si.	Estéril:	No.
Tamaño:	No especificado		
Vigencia:	5 años a partir de la fecha de fabricación indicada en el empaque		
Almacenamiento:	Lugar fresco y seco a temperatura entre 5 y 30 C.		
Uso:	Producto descartable para un solo uso. No reutilizar		
Empaque:	Insumo en empaque primario papel y secundario caja de cartón		

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO											
Suave:		Si: ☒	No: ☐	Hipoalergénico:		Si: ☒	No: ☐	Resistente:		Si: ☒	No: ☐
- Muy Absorbente, no desprende pelusas. - Fisiológicamente: Insumo inerte. - PH Neutro, inodoro, blanco y adaptable a superficies corporales.											
PROPIEDADES FÍSICAS											
Codigo	Largo (cm)	Ancho (cm)	Espesor (mm)	Peso (gr)	Mallas	Hilos					
GASAPZ	90 cm ± 2	35 cm ± 2	0.193 ± 0.002	1907.2 ± 2	20 x 24	40's x 40's					

CERTIFICACIONES
Este producto cuenta con las siguientes certificaciones: • Certificado libre de látex • ISO 13485 – 2012 • EC certificate production quality assurance system 93/42/ECC

INFORMACION CORPORATIVA		
PRESENTACIONES	CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO CONVENIO
Pieza (x unidad)	GASAPZ	POSITANO