



IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO	
Nombre:	Venda elástica
Marca:	Positano – Arosa
Material:	Algodón con elastómeros. Los elastómeros son polímeros que tienen características elásticas y flexibles permitiendo al insumo estirarse sin fracturarse.
Color	Beige
Tallas:	Ver propiedades físicas
Presentación:	Unidad.

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO			
Función:	Las vendas elásticas son un insumo médico, utilizado para la inmovilización de lesiones traumatológicas. Disminuyen la inflamación y por consiguiente también el dolor. Son de fácil uso y adecuada sujeción gracias a sus ganchos metálicos atraumáticos. Fijan e inmovilizan una extremidad o articulación y también fijan curaciones realizadas en alguna región del cuerpo.		
Libre de látex:	Si.	Estéril:	No.
Tamaño:	No especificado		
Vigencia:	5 años a partir de la fecha de fabricación indicada en el empaque		
Almacenamiento:	Lugar fresco y seco a temperatura entre 5 y 30 C.		
Uso:	Reutilizable con el mismo usuario.		
Empaque:	Insumo en empaque primario de bolsa plástica sellada		

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO							
Suave:	Si: ☒	No: ☐	Resistente:	Si: ☒	No: ☐	Adaptable:	Si: ☒ No: ☐
Hipoalergénico:	Si: ☒	No: ☐	Respirable:	Si: ☒	No: ☐	Impermeable:	Si: ☐ No: ☒

- Las vendan dan una compresión larga y duradera.
- Tienen alta elasticidad y flexibilidad.
- Son fáciles de usar.
- Lavable para uso repetido con el mismo usuario.
- Se pueden esterilizar.
- Precaución: al usar las vendas en una inflamación asegurarse que el paciente no presente daño vascular, ya que con este daño está contraindicando su uso.

PROPIEDADES FÍSICAS				
Código	Ancho (cm)	Largo (mt)	Espesor (mm)	Peso (gr)
VENDA2	5 ± 0.3	4.5	0.50	32
VENDA4	10 ± 0.3	4.5	0.50	40
VENDA6	15 ± 0.3	4.5	0.50	61

CERTIFICACIONES
Este producto cuenta con las siguientes certificaciones: • Certificado libre de látex • ISO 13485 – 2012 • ISO 9001 - 2008. • EC certificate production quality assurance system 93/42/ECC