

GASA ESTÉRIL TEJIDA

Gasa estéril



IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Nombre:	Gasa estéril tejida
Marca:	Arosa
Material:	100% Algodón.
Color:	Blanco.
Tallas:	Ver especificaciones del producto.
Presentación:	La caja contiene 50 sobres (Cada sobre x 2 unidades).

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Función:	Gasa desechable cuya estructura son hilos aptos para la limpieza de heridas. Dada su condición inerte la gasa puede dejarse en la herida hasta la próxima curación. Insumo con un amplio uso en el área de salud, laboratorios y farmacias.		
Libre de látex:	Si.	Estéril:	Si, en óxido etileno.
Vigencia:	5 años a partir de la fecha de fabricación indicada en el empaque.		
Almacenamiento:	Lugar fresco y seco a temperatura entre 5ª y 30ª C.		
Uso:	Producto descartable para un solo uso. No reutilizar.		
Empaque:	Cada sobre de gasas en empaque bilaminando individual. 50 sobre en 1 caja.		

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Suave: Si: ☒ No: ☐ **Hipoalergénico** Si: ☒ No: ☐ **Resistente:** Si: ☒ No: ☐

- Muy absorbente, posterior a su uso no deja pelusas ni residuos.
- Fisiológicamente: Insumo inerte.
- Extra-resistente: insumo resistente al desgaste, la abrasión y cortes. Durante su uso su estructura resiste a productos químicos, como ácidos y alcalinos ligeros.
- La gasa estéril tejida tiene la capacidad de producir desbridamiento mecánico, secundario a su composición 100% de algodón, puede adherirse al tejido de fibrina y esfacelo de la herida, así en una curación posterior usted notará como el tejido no vital esta adherido en la gasa favoreciendo el proceso de cicatrización.

ESPECIFICACIONES PRODUCTO

Código Interno	Ancho	Largo	Peso	Espesor	Tamaño
AAGAALE5	50 mm ± 2	50 mm ± 2	0,2 gr ± 0,02	0,41 mm ± 0,02	50 x 50 mm
AAGAALE6	70 mm ± 2	70 mm ± 2	1 gr ± 0,02	0,35 mm ± 0,02	70 x 70 mm
AAGAALE7	100 mm ± 2	100 mm ± 2	1 gr ± 0,02	0,34 mm ± 0,02	100 x 100 mm

CERTIFICACIONES

Este fabricante cuenta con las siguientes certificaciones:

- ISO 13485-2016
- ISO 9001.
- EC certificate production quality assurance system 93/42/EEC.