

GORRO DESECHABLE CIRUJANO CON AMARRAS



IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO	
Nombre:	Gorro cirujano con amarras
Marca:	Arosa
Material:	Polipropileno SPP 25 gr.
Color:	Celeste.
Tallas:	Ver especificaciones del producto.
Presentación:	Bolsa x 100 unidades.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Función:	El gorro protege el cabello del usuario de salpicaduras, líquidos y polvos. A su vez mantiene dentro de su estructura el volumen capilar, evitando que contamine las superficies del trabajo. Su uso es ampliado, logrando proteger a los usuarios del área de la salud, industria alimenticia, servicios de limpieza, docena clínica y laboratorios.		
Libre de látex:	Si.	Estéril:	No, es un insumo limpio.
Vigencia:	5 años a partir de la fecha de fabricación indicada en el empaque.		
Almacenamiento:	Lugar fresco y seco a temperatura entre 5° y 30° C.		
Uso:	Producto descartable para un solo uso. No reutilizar.		

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Suave:	Si: ☒ No: ☐	Resistente	Si: ☒ No: ☐	Adaptable	Si: ☒ No: ☐
Hipoalergénico	Si: ☒ No: ☐	Respirable	Si: ☒ No: ☐	Impermeable	Si: ☐ No: ☒
- El polipropileno es un polímero termoplástico, derivado del propileno subproducto gaseoso del petróleo. - El polipropileno es un insumo hipoalergénico. - Este gorro de cirujano posee una prueba de costura que concluye, que sus puntos están apretados y con ausencia de grietas visibles.					

ESPECIFICACIONES PRODUCTO

Código Interno	Talla	Largo	Ancho	Diámetro	Peso	Espesor
AAGORROC	Universal	31 cm ± 1	31 cm ± 1	24" (60 cm de longitud)	3,4 gr ± 0,2	0,12 mm ± 0,002

CERTIFICACIONES

Este fabricante cuenta con las siguientes certificaciones:

- ISO 9001
- CE declaración de conformidad EU 2017/714 regulación de dispositivos médicos.