

HISOPO DACRÓN ESTÉRIL

Hisopo Dacrón estéril



IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Nombre:	Hisopo Dacrón estéril
Marca:	Arosa
Material:	Mango plástico ABS, grado médico
Color:	Blanco natural.
Tallas:	Único
Presentación:	Caja de 100 unidades

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Función:	Sirven para recolectar muestras y aplicar sustancias en procedimientos médicos, garantizando precisión y esterilidad.		
Libre de látex:	Si.	Estéril:	Sí, óxido de etileno
Vigencia:	5 años a partir de la fecha de fabricación indicada en el empaque.		
Almacenamiento:	En un lugar limpio, seco y protegido de la luz directa, dentro de su empaque original sellado para mantener la esterilidad hasta su uso. Además, se deben mantener alejados de humedad y contaminantes.		
Uso:	Producto descartable para un solo uso. No reutilizar.		

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Mango de madera resistente: Manejo firme y preciso
- Punta absorbente de algodón: Retención efectiva de muestras o sustancias
- Hipoalergénicos: Seguros para contacto con pacientes
- Flexibles: Permiten acceder a áreas de difícil alcance
- Superficie uniforme: Asegura una recolección y aplicación consistente

CERTIFICACIONES

Este fabricante cuenta con las siguientes certificaciones:

- ISO 9001
- EC certificate production quality assurance system 93/42/EEC.