



HOLDER CON EXPULSADOR DE AGUJA

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Nombre:	Holder con expulsador de aguja
Marca:	Arosa
Material:	Plástico médico de alta resistencia.
Color:	Transparente.
Tamaño:	9 cm
Presentación:	Bolsa de 100 unidades

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Función:	Sujetar de forma segura la aguja y el tubo de recolección durante la extracción de sangre, permitiendo un manejo estable y preciso. Además, su mecanismo de expulsión facilita retirar la aguja sin contacto directo, garantizando seguridad y prevención de accidentes biológicos.		
Libre de látex:	Si.	Estéril:	No
Vigencia:	5 años desde su fecha de fabricación.		
Almacenamiento:	Mantener en un lugar limpio, seco y a temperatura ambiente, protegidos de la luz solar directa, humedad y fuentes de calor.		
Uso:	Producto descartable para un solo uso. No reutilizar.		

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Diseño ergonómico: Facilita un agarre cómodo y seguro durante la extracción de sangre.
- Mecanismo de expulsión integrado: Permite retirar la aguja sin contacto directo, garantizando seguridad.
- Compatibilidad universal: Apto para la mayoría de tubos y agujas de recolección al vacío.
- Transparencia del cuerpo: Permite visualizar el flujo sanguíneo y controlar el procedimiento.
- Estructura liviana: Reduce la fatiga del usuario en procedimientos repetitivos.
- Alta resistencia a impactos: Fabricado con materiales que aseguran durabilidad y confiabilidad.
- Superficie lisa: Facilita la limpieza exterior y evita la acumulación de residuos.

CERTIFICACIONES

Este fabricante cuenta con las siguientes certificaciones:

- ISO 9001
- EC certificate production quality assurance system 93/42/EEC.