



HOLDER DE ROSCA CORTO



IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Nombre:	Holder de rosca corto
Marca:	Arosa
Material:	Plástico médico de alta resistencia.
Color:	Transparente.
Tamaño:	9 cm
Presentación:	Bolsa de 100 unidades

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Función:	Cartucho individual de polipropileno que permite asegurar la agujas para la extracción de sangre.		
Libre de látex:	Si.	Estéril:	No
Vigencia:	5 años desde su fecha de fabricación.		
Almacenamiento:	Mantener en un lugar limpio, seco y a temperatura ambiente, protegidos de la luz solar directa, humedad y fuentes de calor.		
Uso:	Producto descartable para un solo uso. No reutilizar.		

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Resistencia química: Compatible con desinfectantes y limpiadores usados en laboratorios.
- Bajo mantenimiento: No requiere lubricación ni ajustes antes del uso.
- Indicadores de seguridad: Algunas versiones incluyen marcas visuales para confirmar correcta colocación de la aguja.
- Construcción monobloque: Reduce el riesgo de piezas sueltas o fallas mecánicas.
- Compatibilidad con sistemas automatizados: Adecuado para equipos de recolección de sangre modernos.
- Textura antideslizante: Mejora el control durante la manipulación.
- Diseño estético y profesional: Presenta un acabado limpio y uniforme, reforzando confianza en su uso.

CERTIFICACIONES

Este fabricante cuenta con las siguientes certificaciones:

- ISO 9001
- EC certificate production quality assurance system 93/42/EEC.