

JERINGA 20 ML



IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Nombre:	Jeringa 20ML
Marca:	Arosa
Material:	Cuerpo y émbolo de polipropileno (PP) grado médico. Pistón de caucho sintético impregnado con silicona de grado médico.
Color:	Transparente
Tamaño:	20 ml
Presentación:	Caja x 50 unidades

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Función:	Dispositivo médico estéril. Consiste en un émbolo insertado en un cuerpo que tiene una pequeña apertura en uno de sus extremos. Las jeringas de 3 y 5 ml inyectan soluciones endovenosas a alta velocidad, mientras las de 10 y 20 ml inyectan a baja velocidad por la resistencia que ofrece el cuerpo de la jeringa. La conexión luer lock que ofrece la jeringa de 20 ml es firme y segura a toda aguja del mercado. Ideal para administrar medicamentos y soluciones vía endovenosa, intramuscular u oral (esta última sin el uso de aguja).		
Libre de Látex	Sí.	Estéril	Sí, óxido de Etileno (EO).
Vigencia	5 años a partir de la fecha de fabricación indicada en el empaque.		
Almacenamiento	Lugar fresco y seco a temperatura entre -5° y 50° C.		
Uso	Producto descartable para un solo uso. No reutilizar.		
Empaque	Cada unidad con empaque de polietileno y estéril.		

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Suave	Sí: ☒ No: ☐	Apirógeno	Sí: ☒ No: ☐	Atóxico	Sí: ☒ No: ☐
Hipoalergénico	Sí: ☒ No: ☐	Resistente	Sí: ☒ No: ☐	Compatible con agujas del mercado	Sí: ☒ No: ☐
- Todas nuestras jeringas se encuentran registrados en el Instituto de salud público de Chile. - Suave deslizamiento del émbolo sobre el cuerpo de la jeringa. - Sistema de conexión luer lock compatible con las agujas del mercado. - Cuerpo de jeringa graduado con números claros e indelebles.					

ESPECIFICACIONES PRODUCTO

Código Interno	Longitud	Peso	Volumen	N° de registro ISP
AAJECR23	17,5 cm ± 0,2	11,4 gr ± 0,1	20 mL	DM 524/21

CERTIFICACIONES

Este fabricante cuenta con las siguientes certificaciones:

- ISO 13485-2016