

JERINGA DESECHABLE INSULINA



IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Nombre:	Jeringa desechable insulina.
Marca:	Arosa
Material:	Cuerpo, protector aguja y émbolo de polipropileno grado médico, aguja de acero inoxidable.
Color:	Transparente.
Tallas:	Única
Presentación:	Caja x 100 unidades

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Función:	Dispositivo médico estéril indicado para inyecciones de insulina. Una jeringa de 1 ml tiene 100 unidades de insulina. Antes de inyectar, revisar siempre la indicación médica.		
Libre de látex:	Si.	Estéril:	Sí, en óxido de etileno.
Vigencia:	5 años a partir de la fecha de fabricación indicada en el empaque.		
Almacenamiento:	Lugar fresco y seco a temperatura entre 5° y 30° C.		
Uso:	Producto descartable para un solo uso. No reutilizar.		
Empaque:	Cada unidad con empaque de polietileno sellado y estéril.		

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Suave:	Si: ☒ No: ☐	Resistente	Si: ☒ No: ☐	Atóxico	Si: ☒ No: ☐
Hipoalergénico	Si: ☒ No: ☐	Apirógeno	Si: ☒ No: ☐	Punción atraumática	Si: ☒ No: ☐
- Suave deslizamiento de émbolo - Aguja fina y flexible - Conexión Luer sip.					

ESPECIFICACIONES PRODUCTO

Código Interno	Longitud de aguja	Calibre	Grosor de la aguja	Volumen	Peso
AAJECIN3	1/2"	29G	0,286 mm	100UI	1,38 gr
AAJECIN5	5/16"	29G	0,286 mm	100UI	1,39 gr
AAJECIN6	1/4"	29G	0,286 mm	100UI	1,42 gr

CERTIFICACIONES

Este fabricante cuenta con las siguientes certificaciones:

- ISO 13485-2016.
- FDA certificate.
- EC certificate production quality assurance system 93/42/EEC.