



# JERINGA DESECHABLE TUBERCULINA DE 1CC CON AGUJA 27 X 1/2



## IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

|                      |                                                                                                                                                  |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nombre:</b>       | Jeringa desechable tuberculina, de 1 CC con aguja 27G x 1/2                                                                                      |
| <b>Marca:</b>        | Arosa                                                                                                                                            |
| <b>Material:</b>     | Protector de aguja, cuerpo y émbolo de polipropileno. Pistón de caucho sintético impregnada en silicona de grado médico. Aguja acero inoxidable. |
| <b>Color:</b>        | Transparente.                                                                                                                                    |
| <b>Tallas:</b>       | Único.                                                                                                                                           |
| <b>Presentación:</b> | Caja x 100 unidades                                                                                                                              |

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

|                        |                                                                                                                                                                                                                         |                 |                          |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|
| <b>Función:</b>        | Dispositivo médico estéril conocido por permitir alta velocidad de flujo con una aguja de pequeño calibre. Especialmente diseñada para vacunas en neonatos, jóvenes y adultos. La jeringa posee aguja, cuerpo y émbolo. |                 |                          |
| <b>Libre de látex:</b> | Si.                                                                                                                                                                                                                     | <b>Estéril:</b> | Sí, en óxido de etileno. |
| <b>Vigencia:</b>       | 5 años a partir de la fecha de fabricación indicada en el empaque.                                                                                                                                                      |                 |                          |
| <b>Almacenamiento:</b> | Lugar fresco y seco a temperatura entre 5° y 30° C.                                                                                                                                                                     |                 |                          |
| <b>Uso:</b>            | Producto descartable para un solo uso. <b>No reutilizar.</b>                                                                                                                                                            |                 |                          |
| <b>Empaque:</b>        | Cada unidad con empaque de polietileno sellado y estéril.                                                                                                                                                               |                 |                          |

## CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

|                       |                                                                      |                   |                                                                      |                            |                                                                      |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Suave:</b>         | Si: <input checked="" type="checkbox"/> No: <input type="checkbox"/> | <b>Apirógeno</b>  | Si: <input checked="" type="checkbox"/> No: <input type="checkbox"/> | <b>Atóxico</b>             | Si: <input checked="" type="checkbox"/> No: <input type="checkbox"/> |
| <b>Hipoalergénico</b> | Si: <input checked="" type="checkbox"/> No: <input type="checkbox"/> | <b>Resistente</b> | Si: <input checked="" type="checkbox"/> No: <input type="checkbox"/> | <b>Punción atraumática</b> | Si: <input checked="" type="checkbox"/> No: <input type="checkbox"/> |

- Todas nuestras jeringas se encuentran registradas en el Instituto de Salud Pública de Chile (ISP).
- Libre de pirógenos.
- Suave deslizamiento del émbolo.
- Graduado indeleble en cuerpo de jeringa.
- Empaque bilaminado.
- Conexión Luer slip.

## ESPECIFICACIONES PRODUCTO

| Código Interno | Longitud de aguja | Calibre de aguja | Volumen | Peso    |
|----------------|-------------------|------------------|---------|---------|
| AAJECR01       | 11,7 cm           | 27G              | 1 mL    | 1,36 gr |

## CERTIFICACIONES

Este fabricante cuenta con las siguientes certificaciones:

- ISO 13485-2016.
- FDA certificate.