

LÁPIZ ELECTROBISTURÍ



IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Nombre:	Lápiz electrobisturí
Marca:	Arosa
Material:	Plástico, acero inoxidable y cobre.
Color:	Blanco
Presentación:	Venta x unidad

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Función:	El lápiz Electrobisturí es utilizado para realizar cortes o coagulaciones sobre el tejido del paciente.		
Libre de látex	Sí	Estéril	Sí, óxido de etileno.
Vigencia	5 años a partir de la fecha de fabricación indicada en el empaque.		
Almacenamiento	En un lugar limpio, seco y protegido, dentro de su empaque original hasta su uso, evitando daños y contaminación.		
Uso	Reutilizable.		

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Control manual para corte y coagulación.
- Botones independientes para corte y coagulación.
- Electrodo intercambiable tipo pala.
- Mango estriado para evitar deslizamiento de mano.
- Conector de 3 pines.
- Conector estándar para cualquier unidad.

CERTIFICACIONES

Este fabricante cuenta con las siguientes certificaciones:

- ISO 13485-2016
- EC certificate production quality assurance system 93/42/EEC.