

GUANTE LÁTEX QUIRÚRGICO ESTÉRIL



IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Nombre:	Guante látex quirúrgico estéril.
Marca:	Arosa
Material:	Látex.
Color:	Blanco Natural.
Tallas:	6, 6 1/2, 7, 7 1/2, 8, 8 1/2
Presentación:	50 pares x caja. Cada par en sobre estéril.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Función:	Los guantes quirúrgicos de látex estéril sin polvo son una excelente barrera física, brindan un calce seguro, cómodo y flexible durante horas en pabellón y/o en cualquier otro procedimiento que se requiera técnica estéril. Este dispositivo médico no posee polvo, disminuyendo la sensibilidad y posibilidad de provocar alergias al látex. El polvo en los guantes actúa como transportador de la proteína del látex hacia la piel y/o vías respiratorias del usuario, provocando sensibilidad y alergias. (Warning FDA, 2017) Su uso se extiende al área médica, dental, veterinaria, estética y cosmética.		
Libre de látex:	No.	Estéril:	Sí, en rayos gamma.
Polvo:	No.		
Componente del polvo:	Contiene polvo residual (almidón de maíz)		
Vigencia:	5 años a partir de la fecha de fabricación indicada en el empaque.		
Almacenamiento:	Lugar fresco, seco y limpio. Temperatura de 2° y 50°C, humedad máxima 80%.		
Uso:	Producto descartable para un solo uso. No reutilizar.		

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Anatómico:	Sí: ☒ No: ☐	Microtexturado:	Sí: ☒ No: ☐	Resistente:	Sí: ☒ No: ☐
Suave:	Sí: ☒ No: ☐	Flexible:	Sí: ☒ No: ☐	Elasticidad:	Sí: ☒ No: ☐
- Guante con elasticidad y memoria mantenida favoreciendo el manejo del usuario al conservar su forma anatómica y calce. - Guante suave y microtexturado en dedos y palma, esta característica facilita el agarre y manejo del usuario al contacto con fluidos y/o sangre. - El guante quirúrgico posee una cantidad residual de almidón de maíz o polvo en su fabricación, por tanto, la proteína del látex no posee un teletransportador dermatológico ni aéreo que cause efectos adversos en la salud de los usuarios en el largo plazo. - Según "guante médico manual de orientación 2008 se recomienda que el guante sin polvo tenga menos de 2 mg de almidón de maíz x unidad".					

PROPIEDADES FÍSICAS

Cont. Humedad:	Bajo 0,8% x unidad			Elongación al quiebre:	Mínimo 800%
Polvo:	Mínimo 285 mm			Resistencia a la tracción:	Mínimo 30 (MPa)
Grosor mínimo:	Dedo	Palma	Puño	Proteína:	Menos de 200 ug/ dm ²
	0,22 mm	0,19 mm	0,14 mm	Polvo:	Menos de 1 mg de polvo x guante

ESPECIFICACIONES PRODUCTO

Código Interno	Talla	Ancho de Palma	Largo	Espesor	Peso
ACGQLCR1	6	78 mm ± 0,2	295 mm ± 0,2	0,20 mm ± 0,01	20 gr ± 0,2
ACGQLCR2	6 1/2	85 mm ± 0,2	295 mm ± 0,2	0,20 mm ± 0,01	22 gr ± 0,2
ACGQLCR3	7	90 mm ± 0,2	295 mm ± 0,2	0,20 mm ± 0,01	22,6 gr ± 0,2
ACGQLCR4	7 1/2	92 mm ± 0,2	295 mm ± 0,2	0,20 mm ± 0,01	22,8 gr ± 0,2
ACGQLCR5	8	103 mm ± 0,2	295 mm ± 0,2	0,21 mm ± 0,01	24,4 gr ± 0,2
ACGQLCR6	8 1/2	110 mm ± 0,2	295 mm ± 0,2	0,21 mm ± 0,01	25,2 gr ± 0,2

CERTIFICACIONES

Este fabricante cuenta con las siguientes certificaciones:

- Registro ISP 593/22