

LLAVE DE 3 PASOS



IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Nombre:	Llave de 3 pasos.
Marca:	Arosa
Material:	Cuerpo de policarbonato grado médico. Manilla de polipropileno grado médico.
Color:	Cuerpo transparente y llave azul.
Tallas:	Único.
Presentación:	Venta por unidad.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Función:	Es un dispositivo médico estéril indicado para administrar más de un tratamiento parenteral por la misma vía endovenosa periférica y/o central. La llave cuenta con un cuerpo transparente de policarbonato y una llave azul con posibilidad de giro 360°, con 3 vías cada una con movimiento axial y radial.		
Libre de látex:	Sí.	Estéril:	Sí, óxido de etileno.
Vigencia:	5 años a partir de la fecha de fabricación indicada en el empaque.		
Almacenamiento:	Lugar fresco y seco a temperatura entre 2° y 50° C.		
Uso:	Producto descartable para un solo uso. No reutilizar.		
Empaque:	Blíster rígido, una cara es transparente lo que permite ver el insumo y por el otro lado, papel de grado médico con los datos t		

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Suave:	Sí: ☒ No: ☐	Resistente a 250 PSI:	Sí: ☒ No: ☐
Hipoalergénico	Sí: ☒ No: ☐	Apirógeno	Sí: ☒ No: ☐
- Llave 3 pasos con posibilidad de giro en 360° - 2 conectores Luer lock hembra. - 1 conector Luer lock macho.			

ESPECIFICACIONES PRODUCTO

Código Interno	Largo	Ancho	Altura	Peso
AALLAV3P	60 mm ± 1	26 mm ± 1	17 mm ± 1	4,12 gr

CERTIFICACIONES

Este fabricante cuenta con las siguientes certificaciones:

- ISO 13485-2016.
- ISO 9001.
- EC certificate production quality assurance system 93/42/EEC.