

MANGUERA DE SUCCIÓN



IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Nombre:	Manguera de succión
Marca:	Arosa
Material:	PVC (cloruro de polivinilo) flexible y grado médico
Color:	Transparente, con succionador azul
Tamaño:	1/4 * 1.8 metros y 1/4 x 3.6 metros

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Función:	Tubo o Manguera de succión estéril utilizada para evacuar los líquidos y residuos durante procedimientos quirúrgicos.		
Libre de Látex	Sí	Estéril	Sí, óxido de Etileno.
Vigencia	5 años a partir de la fecha de fabricación indicada en el empaque.		
Almacenamiento	En un lugar limpio, seco y protegido de la luz y fuentes de calor. Debe mantenerse enrollada sin dobleces para evitar daños, preferiblemente en su empaque original si es nueva.		
Uso	Producto descartable para un solo uso. No reutilizar.		

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Fuerte y flexible para proveer alta resistencia a colapsos.
- Superficie interna lisa que facilita el flujo y evita obstrucciones.
- Resistente a la presión negativa sin colapsar.
- Conectores universales compatibles con cánulas y sistemas de succión.
- Flexible y durable para maniobras clínicas.

CERTIFICACIONES

Este fabricante cuenta con las siguientes certificaciones:

- ISO 13485-2016
- EC certificate production quality assurance system 93/42/EEC.