

Máscara de nebulizar


welllead



MASCARILLA DE NEBULIZACIÓN

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Nombre:	Mascarilla de nebulización
Marca:	Arosa
Material:	75,1% Nylon 24,9% Spandex // Depósito anexo 100% PVC Grado médico.
Color:	PVC Transparente.
Tallas:	Adulta y pediátrica
Presentación:	Unidad.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Función:	Dispositivo médico cuya función es administrar soluciones y medicamentos hacia el sistema respiratorio. La mascarilla adulta y pediátrica posee una forma elongada con un clip nasal autoajustable + 2 orificios laterales cuya función es aumentar el volumen de aire dentro de la mascarilla. El elástico auto ajustable a la cabeza del cliente permite un cómodo ajuste. La vía de alimentación de oxígeno mide 2,10 metros, y el conector flexible posee un ángulo de rotación 360°. Se usa para convertir el medicamento a vapor y así permitir su inhalación, lo que permite la acción directa de la droga al sistema respiratorio.		
Libre de látex:	Si.	Estéril:	Si, en óxido de etileno.
Vigencia:	5 años a partir de la fecha de fabricación indicada en el empaque.		
Almacenamiento:	Lugar fresco y seco a temperatura entre 5° y 30° C.		
Uso:	Se usa para convertir el medicamento a vapor y así permitir su inhalación, lo que permite la acción directa del medicamento al sistema respiratorio.		

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Suave:	Si: ☒ No: ☐	Hipoalergénico	Si: ☒ No: ☐	Resistente:	Si: ☒ No: ☐
- Flexible PVC flexible de alta calidad. - Liviana: no marca la piel. - Suave: cómoda en su postura. - "Norma técnica 199 sobre esterilización y desinfección de alto nivel y uso de artículos médicos estériles en establecimientos de atención en salud", indica que los insumos de oxigenoterapia no invasivos deben cumplir con el requerimiento de limpieza y desinfección de nivel intermedio o bajo. - Reutter para cumplir con esta norma importa estos dispositivos esterilizados en óxido de etileno.					

ESPECIFICACIONES PRODUCTO

Código Interno	Largo total	Peso	Peso	Tamaño
AAMNEBUA	14 cm ± 2	7,1 cm ± 2	2,1 mt	85 gr ± 3
AAMNEBUP	10 cm ± 2	5,5 cm ± 2	2,1 mt	74 gr ± 3

CERTIFICACIONES

Este fabricante cuenta con las siguientes certificaciones:

- ISO 13485-2016
- EC certificate production quality assurance system 93/42/EEC.