

# MÁSCARA LARÍNGEA



## IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| <b>Nombre:</b>       | Máscara laríngea      |
| <b>Marca:</b>        | Wellead y Positano    |
| <b>Material:</b>     | Silicona grado médico |
| <b>Color:</b>        | Transparente          |
| <b>Tamaño:</b>       | #3, #4 y #5           |
| <b>Presentación:</b> | Venta x unidad        |

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

|                       |                                                                                                                                                                        |                |                       |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|
| <b>Función:</b>       | Las mascarillas laríngeas se utilizan en anestesia y en medicina de emergencia para el tratamiento de las vías respiratorias.                                          |                |                       |
| <b>Libre de látex</b> | Sí                                                                                                                                                                     | <b>Estéril</b> | Sí, óxido de etileno. |
| <b>Vigencia</b>       | 5 años a partir de la fecha de fabricación indicada en el empaque.                                                                                                     |                |                       |
| <b>Almacenamiento</b> | En un lugar limpio, seco y protegido de la luz solar directa, la humedad y fuentes de calor, conservándola en condiciones que mantengan su integridad y funcionalidad. |                |                       |
| <b>Uso</b>            | Producto descartable para un solo uso. <b>No reutilizar.</b>                                                                                                           |                |                       |

## CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Diseño anatómico que permite un sellado eficaz alrededor de la laringe sin necesidad de intubación traqueal.
- Incluyen un tubo con conector universal para circuitos de ventilación o resucitación.
- Cuentan con un manguito inflable que se adapta a la vía aérea supraglótica para asegurar la permeabilidad.
- Pueden ser desechables o reutilizables, según el modelo y fabricante.
- Facilitan una vía aérea rápida y segura en anestesia o emergencias.

## CERTIFICACIONES

Este fabricante cuenta con las siguientes certificaciones:

- ISO 13485-2016
- EC certificate production quality assurance system 93/42/EEC.