



MÁSCARA LARÍNGEA REUSABLE DE SILICONA

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Nombre:	Máscara laríngea reusable de silicona
Marca:	Wellead y Positano
Material:	Silicona grado médico
Color:	Transparente
Tamaño:	#3,#4 y #5
Presentación:	Venta x unidad

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Función:	Las mascarillas laríngeas se utilizan en anestesia y en medicina de emergencia para el tratamiento de las vías respiratorias.		
Libre de látex	Sí	Estéril	Sí, óxido de etileno.
Vigencia	5 años a partir de la fecha de fabricación indicada en el empaque.		
Almacenamiento	En un lugar limpio, seco y protegido de la luz solar directa, la humedad y fuentes de calor, conservándola en condiciones que mantengan su integridad y funcionalidad.		
Uso	Reutilizable.		

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Diseño anatómico que permite un sellado eficaz alrededor de la laringe sin necesidad de intubación traqueal.
- Incluyen un tubo con conector universal para circuitos de ventilación o resucitación.
- Cuentan con un manguito inflable que se adapta a la vía aérea supraglótica para asegurar la permeabilidad.
- Pueden ser desechables o reutilizables, según el modelo y fabricante.
- Facilitan una vía aérea rápida y segura en anestesia o emergencias.

CERTIFICACIONES

Este fabricante cuenta con las siguientes certificaciones:

- ISO 13485-2016
- EC certificate production quality assurance system 93/42/EEC.