

# MASCARILLA 3 PLIEGUES CON ELÁSTICO TIPO IIR USO MÉDICO CON BFE $\geq 98\%$



## IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

|                      |                                                                                                                             |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nombre:</b>       | Mascarilla 3 pliegue con elástico <b>tipo IIR médico con BFE <math>\geq 98\%</math></b>                                     |
| <b>Marca:</b>        | Arosa                                                                                                                       |
| <b>Material:</b>     | Polipropileno con un elástico para sujetar la estructura. Para más información sobre polipropileno ver anexo II, punto N°5. |
| <b>Color:</b>        | Celeste.                                                                                                                    |
| <b>Tallas:</b>       | Ver especificaciones del producto.                                                                                          |
| <b>Presentación:</b> | Caja x 50 unidades.                                                                                                         |

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                          |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|
| <b>Función:</b>        | Elemento de protección personal respiratoria que cubre boca y nariz. Filtra los principales gérmenes del ambiente previniendo el contagio de virus y bacterias. Se usa en el cuidado de enfermos, procedimientos clínicos y hospitalarios. En el pabellón protege contra salpicaduras de sangre y saliva. Su acción es física al filtrar la respiración de la persona, con una eficiencia de filtración a microorganismos como las bacterias sobre un 98%. Está mascarilla de uso médico pasa 4 pruebas físicas para ser calificada como IIR. |                 |                          |
| <b>Libre de látex:</b> | Si.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Estéril:</b> | No, es un insumo limpio. |
| <b>Vigencia:</b>       | 5 años a partir de la fecha de fabricación indicada en el empaque.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |                          |
| <b>Almacenamiento:</b> | Lugar fresco y seco a temperatura entre 5° y 30° C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |                          |
| <b>Uso:</b>            | Producto descartable para un solo uso. <b>No reutilizar.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |                          |

## CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                      |                   |                                                                      |                    |                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Suave:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Si: <input checked="" type="checkbox"/> No: <input type="checkbox"/> | <b>Resistente</b> | Si: <input checked="" type="checkbox"/> No: <input type="checkbox"/> | <b>Adaptable</b>   | Si: <input checked="" type="checkbox"/> No: <input type="checkbox"/> |
| <b>Hipoalergénico</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Si: <input checked="" type="checkbox"/> No: <input type="checkbox"/> | <b>Respirable</b> | Si: <input checked="" type="checkbox"/> No: <input type="checkbox"/> | <b>Impermeable</b> | Si: <input type="checkbox"/> No: <input checked="" type="checkbox"/> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>La estructura de la mascarilla está constituida por 3 capas de polipropileno: 25 gr capa externa, 25 gr capa media/filtro y 25 gr capa interna.</li> <li>Mientras la mascarilla este limpia, seca e indemne su filtro bacteriológico y viral tendrá más de 987% de eficiencia.</li> <li>El Adaptador nasal es un clip de 10 cm de longitud, ligero y maleable, que permite un ajuste facial seguro y confortable.</li> </ul> |                                                                      |                   |                                                                      |                    |                                                                      |

## ESPECIFICACIONES PRODUCTO

| Código Interno | Largo             | Ancho            | Peso           | Espesor           |
|----------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|
| AAMALCOA       | 17,5 cm $\pm$ 0,5 | 9,5 cm $\pm$ 0,5 | 3 gr $\pm$ 0,2 | 0,14 mm $\pm$ 0,1 |

## CERTIFICACIONES

Este fabricante cuenta con las siguientes certificaciones:

- Cumplimiento de normativa EN14683-2019 Tipo IIR
- Certificado ISO 13485-2016.
- Test report SGS, aprueba mascarilla uso médico IIR color celeste año 2021.
- Test report RCMG, aprueba mascarilla uso médico IIR color blanco año 2020.