

MASCARILLA QUIRÚRGICA CON CINTAS



IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Nombre:	Mascarilla quirúrgica con cintas
Marca:	Arosa
Material:	Polipropileno con dos tiras inferiores y dos superiores.
Color:	Blanco.
Tallas:	Ver especificaciones del producto.
Presentación:	Caja x 50 unidades.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Función:	Elemento de protección personal respiratoria que cubre boca y nariz. Filtra los principales gérmenes del ambiente previniendo el contagio de virus y bacterias. Se usa en el cuidado de enfermos, procedimientos clínicos y hospitalarios. En el pabellón protege contra salpicaduras de sangre y saliva. Su acción es física al filtrar la respiración de la persona, con una eficiencia de filtración a microorganismos como las bacterias sobre un 98%.		
Libre de látex:	Si.	Estéril:	No, es un insumo limpio.
Vigencia:	5 años a partir de la fecha de fabricación indicada en el empaque.		
Almacenamiento:	Lugar fresco y seco a temperatura entre 5° y 30° C.		
Uso:	Producto descartable para un solo uso. No reutilizar.		

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Suave:	Si: ☒ No: ☐	Resistente	Si: ☒ No: ☐	Adaptable	Si: ☒ No: ☐
Hipoalergénico	Si: ☒ No: ☐	Respirable	Si: ☒ No: ☐	Impermeable	Si: ☒ No: ☐
- La estructura de la mascarilla está constituida por 3 capas de polipropileno: 25 gr capa externa, 25 gr capa media/filtro y 25 gr capa interna. - Mientras la mascarilla este limpia, seca e indemne su filtro bacteriológico y viral tendrá más de 98% de eficiencia. - El Adaptador nasal es un clip de 10 cm de longitud, ligero y maleable, que permite un ajuste facial seguro y confortable. - Sus Amarras son resistentes.					

ESPECIFICACIONES PRODUCTO

Código Interno	Largo	Ancho	Peso	Espesor
AAMASDET	17,5 cm ± 0,2	9,5 cm ± 0,2	3 gr ± 0,2	0,14 mm ± 0,1

CERTIFICACIONES

Este fabricante cuenta con las siguientes certificaciones:

- Cumplimiento de normativa EN14683-2019 Tipo IIR