



IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Nombre:	Micropore
Marca:	Arosa
Material:	Polietileno de baja densidad (LDPE).
Color:	Blanco
Tamaño:	Ver especificaciones producto.
Presentación:	Caja x 12 unidades // Caja x 6 unidades

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Función:	La tela adhesiva es un insumo médico desechable de polietileno de baja densidad, macroporosa y transparente. Su función consiste en fijar apósitos, vías endovenosas, tubos orotraqueales, torácicos o abdominales. Posee un adhesivo sintético muy efectivo que no daña la piel al retirarlo.		
Libre de látex	Sí.	Estéril	No, es insumo limpio.
Vigencia	5 años a partir de la fecha de fabricación indicada en el empaque.		
Almacenamiento	Lugar fresco y seco a temperatura entre 5° y 30° C.		
Uso	Producto descartable para un solo uso. No reutilizar.		

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Suave	Sí: ☒ No: ☐	Resistente	Sí: ☐ No: ☐	Adaptable	Sí: ☒ No: ☐
Hipoalergénico	Sí: ☒ No: ☐	Respirable	Sí: ☒ No: ☐	Impermeable	Sí: ☒ No: ☐
- La tela adhesiva es un plástico termo conformado. Calificado como un plástico seguro en el mercado nacional. - Se caracteriza por su óptima adherencia, fácil de remover y seguro de aplicar.					

ESPECIFICACIONES PRODUCTO

Código Interno	Largo	Ancho	Peso	Espesor	Presentación
AATEPLA2	9 metros	2,5 cm ± 0,1	5 gr	1,413 mm ± 0,15	Caja 12 unidades
AATEPLA5	9 metros	5 cm ± 0,1	8 gr	1,413 mm ± 0,15	Caja 6 unidades

CERTIFICACIONES

Este fabricante cuenta con las siguientes certificaciones:

- ISO 9001
- ISO 13485-2016