



MICROTUBO DE PLÁSTICO PARA EXTRACCIÓN DE SANGRE CON EDTA K3 0,5ML

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Nombre:	Microtubo de plástico para extracción de sangre con activador de coágulo
Marca:	Arosa
Material:	Polietileno Tereftalato Transparente
Color:	Tapa lila con envase transparente.
Tamaño:	11/40mm con capacidad de 0,5 – 0,8 ML.
Presentación:	Bandeja de 100 unidades
Aditivo:	Los tubos contienen anticoagulante EDTA K3

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Función:	Es impedir la coagulación de la sangre mediante la acción del anticoagulante EDTA (tripotásico), que une el calcio presente en la muestra.		
Libre de látex:	Si.	Estéril:	Sí, rayos gamma
Vigencia:	12 meses		
Almacenamiento:	En posición vertical, en un lugar limpio, seco y a temperatura ambiente, protegidos de la luz directa y cambios bruscos de temperatura. Se deben mantener en su empaque original cerrado hasta su uso para conservar la integridad del activador y evitar contaminación.		
Uso:	Producto descartable para un solo uso. No reutilizar.		

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Material resistente: Fabricados en plástico o vidrio de alta calidad.
- Contienen anticoagulante EDTA K₃: Evita la coagulación de la sangre al unirse al calcio.
- Tapón hermético: Previene fugas y contaminación.
- Codificación por color (tapón lila): Facilita su identificación en el laboratorio.
- Compatibles con centrifugas automáticas: Resistentes a la fuerza centrífuga.
- Esterilizados: Garantizan seguridad y confiabilidad en las muestras.
- Uso único: Evita contaminación cruzada y mantiene la precisión de los análisis.

CERTIFICACIONES

Este fabricante cuenta con las siguientes certificaciones:

- ISO 9001
- EC certificate production quality assurance system 93/42/EEC.