




MICROTUBO DE PLÁSTICO PARA EXTRACCIÓN DE SANGRE CON ACTIVADOR DE COÁGULO



IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Nombre:	Microtubo de plástico para extracción de sangre con activador de coágulo
Marca:	Arosa
Material:	Polietileno Tereftalato Transparente
Color:	Tapa roja con envase transparente.
Tamaño:	11/40mm con capacidad de 0,5 – 0,8 ML.
Presentación:	Bandeja de 100 unidades
Aditivo:	Los tubos Minicollect tienen activador de coágulo en las paredes

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Función:	Se utilizan para la extracción de sangre en pacientes pediátricos y neonatos para determinar parámetros en química clínica, inmunología, biología molecular, donde se requiera suero para el proceso		
Libre de látex:	Si.	Estéril:	Sí, rayos gamma
Vigencia:	12 meses		
Almacenamiento:	En posición vertical, en un lugar limpio, seco y a temperatura ambiente, protegidos de la luz directa y cambios bruscos de temperatura. Se deben mantener en su empaque original cerrado hasta su uso para conservar la integridad del activador y evitar contaminación.		
Uso:	Producto descartable para un solo uso. No reutilizar.		

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Material de alta calidad: Tubo de plástico o vidrio resistente a la manipulación y transporte.
- Contienen activador de coágulo: Facilita la coagulación rápida de la muestra sanguínea.
- Tapón seguro y hermético: Previene derrames y contaminación.
- Graduados o codificados por color: Facilitan la identificación y manejo correcto de las muestras.
- Compatibles con centrifuga: Resistentes a procesos de separación de suero.
- Esterilizados: Garantizan seguridad y prevención de contaminación.
- Uso único: Evita contaminación cruzada entre muestras.

CERTIFICACIONES

Este fabricante cuenta con las siguientes certificaciones:

- ISO 9001
- EC certificate production quality assurance system 93/42/EEC.