

NARICERA O BIGOTERA PARA OXÍGENO



IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Nombre:	Naricera o bigotera para oxígeno.
Marca:	Arosa
Material:	75,1% Nylon 24,9% Spandex // Depósito anexo 100% PVC Grado médico.
Color:	Trnasparente.
Tallas:	Adulta, pediàtrica y neonatal
Presentación:	Unidad.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Función:	Dispositivo médico que permite administrar oxígeno con un sistema de bajo flujo. Para ello, se introduce a través de los vestibulos nasales, dos cánulas cortas y flexibles que posee la bigotera. El resto del insumo se compone de tubuladura perfectamente unida y en circuito cerrado que transporta el oxígeno a través de su estructura. Producto estéril mientras el paquete no tenga daños ni esté abierto.		
Libre de látex:	Si.	Estéril:	Si, en óxido etileno.
Vigencia:	5 años a partir de la fecha de fabricación indicada en el empaque.		
Almacenamiento:	Lugar fresco y seco a temperatura entre 5ª y 30ª C.		
Uso:	Producto estéril mientras el paquete no tenga daños ni este abierto. Producto no re-esterilizable.		

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Suave: Si: ☒ No: ☐ **Hipoalergénico** Si: ☒ No: ☐ **Resistente:** Si: ☒ No: ☐

- Flexible
- Cómoda.
- "Norma técnica 199 sobre esterilización y desinfección de alto nivel y uso de artículos médicos estériles en establecimientos de atención en salud", indica que los insumos de oxigenoterapia no invasivos deben cumplir con el requerimiento de limpieza y desinfección de nivel intermedio o bajo.
- Reutter para cumplir con esta norma importa estos dispositivos esterilizados en óxido de etileno.

ESPECIFICACIONES PRODUCTO

Código Interno	Largo total	Peso	Tamaño
AAGAALE5	230 cm	0,5 cm	35 gr ± 5%
AAGAALE6	230 cm	0,2 cm	26 gr ± 5%

CERTIFICACIONES

Este fabricante cuenta con las siguientes certificaciones:

- ISO 13485-2016
- EC certificate production quality assurance system 93/42/EEC.