

# NEBULIZADOR PARA TRAQUEOSTOMIA



## IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

<b>Nombre:</b>	Nebulizador para traqueostomía
<b>Marca:</b>	Well Lead
<b>Material:</b>	PVC (policloruro de vinilo) médico
<b>Color:</b>	Transparente
<b>Caudal:</b>	4 l/min hasta 8 l/min

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

<b>Función:</b>	Administrar medicamentos en forma de aerosol directamente a las vías respiratorias a través del tubo de traqueostomía. Su propósito es humidificar el aire inspirado y facilitar la entrega de fármacos broncodilatadores o mucolíticos, ayudando a mantener la vía aérea permeable y a mejorar la función respiratoria del paciente.		
<b>Libre de látex:</b>	Si.	<b>Estéril:</b>	Sí, óxido de etileno
<b>Vigencia:</b>	5 años luego de su fecha de producción		
<b>Almacenamiento:</b>	Almacenar en un lugar limpio, seco y protegido de la luz. Evitar frío y calor excesivos.		
<b>Uso:</b>	Producto descartable para un solo uso. <b>No reutilizar.</b>		

## CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Velocidad de atomización  $\geq 0,2 \text{ ml/min}$
- Partícula de atomización  $\leq 5 \mu\text{m}$
- Más opciones de pieza en T y boquilla

## CERTIFICACIONES

Este fabricante cuenta con las siguientes certificaciones:

- ISO 9001
- EC certificate production quality assurance system 93/42/EEC.