

Needle free



NEEDLE FREE

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Nombre:	Needle free
Marca:	Arosa
Material:	Cuerpo de policarbonato y válvula de silicona
Color:	Cuerpo transparente. Válvula celeste.
Tamaño:	Única
Presentación:	Caja x 100 unidades

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Función:	Dispositivo médico usado para obturar (cerrar) los puertos de entrada endovenoso. La tapa reemplaza el uso de las agujas hipodérmicas permitiendo inyectar soluciones y/o solventes endovenosos, con solo presionar su conexión luer lock con la punta del cuerpo de la jeringa. Esta tapa mantiene el circuito endovenoso cerrado, evitando infecciones bacterianas mejorando la seguridad del paciente.		
Libre de Látex	Sí.	Estéril	Sí, óxido de Etileno.
Vigencia	5 años a partir de la fecha de fabricación indicada en el empaque.		
Almacenamiento	Lugar fresco y seco a temperatura entre 2° y 50° C. Mantenga las cajas y envases individuales indemnes.		
Uso	Producto descartable para un solo uso. No reutilizar. Su fabricante recomienda usar por 24 horas.		

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Cuerpo de policarbonato transparente grado médico, resistente a lípidos.
- El dispositivo médico cumple con los requisitos de las pruebas de la norma ISO 10993 modificada por la FDA, Parte 1 "Evaluación biológica de dispositivos médicos".
- Válvula pistón 100% de silicona.
- Doble conector luer-lock.
- Tapa bidireccional.
- Flujo promedio sobre 100 ml/minuto.
- Volumen de cebado 0.14mL.
- No pirogénico, Libre de metales (sin resorte).
- Máxima presión 200kpa.

ESPECIFICACIONES PRODUCTO

Código Interno	Talla	Largo	Peso Unidad
AATAPAR2	Estándar	2,3 cm ± 0.01	1,6 gr ± 0,01

CERTIFICACIONES

Este fabricante cuenta con las siguientes certificaciones:

- ISO 13485-2016