

GUANTE QUIRÚRGICO POLIISOPRENO ESTÉRIL SIN POLVO

Guante Estéril Nitrilo



IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Nombre:	Guante quirúrgico poliisopreno estériles libre sin polvo.
Marca:	Arosa
Material:	Polisopreno
Color:	Blanco.
Tallas:	6, 6 1/2, 7, 7 1/2, 8, 8 1/2
Presentación:	50 pares x caja. Cada par en sobre estéril.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Función:	Guante de poliisopreno sin látex y sin polvo. Guantes en extremo cómodos, con gran elasticidad y flexibilidad le permite al usuario final realizar todo tipo de procedimiento y/o cirugías por largos tiempo, gozando de gran comodidad, calidad y seguridad.		
Libre de látex:	Si.	Estéril:	Sí, en rayos gamma.
Polvo:	No.		
Componente del polvo:	No aplica.		
Vigencia:	5 años a partir de la fecha de fabricación indicada en el empaque.		
Almacenamiento:	Lugar fresco, seco y limpio. Temperatura de 2° y 50°C. Humedad máxima 80%.		
Uso:	Producto descartable para un solo uso. No reutilizar.		

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Anatómico:	Si: ☒ No: ☐	Microtexturado:	Si: ☐ No: ☒	Resistente:	Si: ☒ No: ☐
Suave:	Si: ☒ No: ☐	Flexible:	Si: ☒ No: ☐	Elasticidad:	Si: ☒ No: ☐

- Guante con diseño anatómico, que disminuye la fatigabilidad en sus manos, especial para usos prolongado.
 - Textura suave para un calce cómodo.
 - Guante con textura lisa, simulando una segunda piel.
 - Guante con una elasticidad, flexibilidad y mejor efecto memoria que los estándares conocidos.
 - Producto hipoalergénico sin látex y sin polvo, que disminuye al mínimo alergias y/o problemas cutáneos.
 - Extra-resistencia dada por un grosor aumentado en dedos, y que va en degrade según las áreas anatómicas del guante. Partiendo en 0.23 mm en dedo y terminando en 0.16 mm puño.
 - Según "guante médico manual de orientación 2008 se recomienda que el guante sin polvo tenga menos de 2mg x guante".
- Referencia Warning FDA, enero 2017.**

PROPIEDADES FÍSICAS

Cont. Humedad:	Bajo 0,8% x unidad			Fuerza de ruptura antes del envejecimiento con un estándar de requerimiento EN455 sobre 9N (Newton)	Cumple el estándar
Polvo:	Menos de 2 mg x guante				
Largo:	Sobre 290 mm			Fuerza de ruptura posterior del envejecimiento con un estándar de requerimiento EN455 sobre 9N (Newton)	Cumple el estándar
Grosor mínimo:	Dedo	Palma	Puño		
	0,23 mm	0,21 mm	0,16 mm	Proteína:	No aplica

ESPECIFICACIONES PRODUCTO

Código Interno	Talla	Ancho de Palma	Largo	Espesor	Peso
ACGQPOL1	6	77 mm ± 5	Sobre 290 mm	0,23 mm ± 0,03	19,2 gr ± 0,3
ACGQPOL2	6 1/2	83 mm ± 5	Sobre 290 mm	0,23 mm ± 0,03	21,7 gr ± 0,3
ACGQPOL3	7	89 mm ± 5	Sobre 290 mm	0,23 mm ± 0,03	23,2 gr ± 0,3
ACGQPOL4	7 1/2	95 mm ± 5	Sobre 290 mm	0,23 mm ± 0,03	23,3 gr ± 0,3
ACGQPOL5	8	102 mm ± 6	Sobre 290 mm	0,23 mm ± 0,03	27,4 gr ± 0,3
ACGQPOL6	8 1/2	108 mm ± 6	Sobre 290 mm	0,23 mm ± 0,03	27,2 gr ± 0,3

CERTIFICACIONES

Este fabricante cuenta con las siguientes certificaciones:

- ISO 13485-2016
- ISO 9001-2015